

FICHA TÉCNICA

BRUÑIDOR 27/29 BESTDENT		
REFERENCIAS	80245	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MARKONE SURGICAL Ugoki Road, Adalat Garah, Sialkot 51330, Pakistan	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Reglamento MDR (EU) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Bruñidor 27/29 <u>Características:</u> Instrumento con doble parte activa terminación en bola y en pera. No presentan alteraciones con los desinfectantes químicos. Dureza mínima entre 40-44hrc	
ESPECIFICACIÓN	<u>Tamaños de las bolas:</u> 1,6 mm / 3 mm	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable quirúrgico.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 °C en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
FINALIDAD PREVISTA	Instrumento indicado para la condensación de las obturaciones hechas en composite.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	