

FICHA TÉCNICA

GUANTES DE NITRILO SIN POLVO BESTDENT		
REFERENCIAS	85403: Tamaño S 85404: Tamaño M 85405: Tamaño L 85406: Tamaño XS 85408: Tamaño XL	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Maxter Glove Manufacturing Sdn. Bhd Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan, 6th Miles Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor, Malaysia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento 2017/745/UE. Producto EPI Categoría III, según el Reglamento 2016/425/UE.	
DESCRIPCIÓN	Guantes de nitrilo sin polvo microtexturizados, no estériles, de un solo uso. Características: - Ambidiestros. - Gran resistencia a las perforaciones - Alto nivel de protección, calidad y sensibilidad. - Minimizan las alergias potenciales inducidas por el polvo de los guantes de látex convencionales.	
ESPECIFICACIÓN	Color azul. Tamaño XS ≤ 80 mm Tamaño S 80 ± 10 mm Tamaño M 95 ± 10 mm Tamaño L 110 ± 10 mm Tamaño XL 125 ± 10 mm	
COMPOSICIÓN	100% nitrilo.	
ENVASE	Caja con 100 unidades	
VIDA ÚTIL	5 años	
FINALIDAD PREVISTA	Protección de barrera de la mano del usuario para la realización de exámenes médicos o clínicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en odontología y también para fines de laboratorio.	



INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto de un solo uso. No usar si el envase o el guante están dañados.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT NITRILE POWDER FREE GLOVES		
REFERENCES	85403: Size S 85404: Size M 85405: Size L 85406: Size XS 85408: Size XL	
MANUFACTURER	Maxter Glove Manufacturing Sdn. Bhd Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan, 6th Miles Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor, Malaysia	
CLASSIFICATION	Class I Medical Device, according to Regulation 2017/745/UE. Category III PPE product, according to Regulation 2016/425/UE.	
DESCRIPTION	Nitrile powder free gloves microtextured, non-sterile, single use. Features: - Ambidextrous. - High resistance to punctures. - High level of protection, quality and sensitivity. - Minimize potential powder-induced allergies of conventional latex gloves.	
SPECIFICATION	Blue color. Size XS ≤ 80 mm Size S 80 ± 10 mm Size M 95 ± 10 mm Size L 110 ± 10 mm Size XL 125 ± 10 mm	
COMPOSITION	100% nitrile.	
PACKAGING	Box with 100 units.	
SHELF LIFE	5 years.	
INTENDED USE	Barrier protection of the user's hand for medical or clinical examinations, diagnostic and therapeutic procedures, in dentistry and also for laboratory purposes.	



SAFETY INFORMATION	Single use product. Do not use if container or glove is damaged.
STORAGE AND TRANSPORTATION	Store in a cool and dry place. Keep away from sunlight. Protect from moisture and avoid excessive heat.

SCHEDA TECNICA

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE BESTDENT		
RIFERIMENTI	85403: Taglia S 85404: Taglia M 85405: Taglia L 85406: Taglia XS 85408: Taglia XL	
FABBRICANTE / RESPONSABILE	Maxter Glove Manufacturing Sdn. Bhd Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan, 6th Miles Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor, Malaysia	
CLASSIFICAZIONE	Dispositivo medico di Classe I, secondo il Regolamento (UE) 2017/745. Dispositivo di protezione individuale di Categoria III, secondo il Regolamento (UE) 2016/425.	
DESCRIZIONE	Guanti in nitrile senza polvere, microtesturizzati, non sterili, monouso. Caratteristiche: • Ambidestri • Elevata resistenza alla perforazione • Alto livello di protezione, qualità e sensibilità • Riducono le potenziali allergie indotte dalla polvere dei guanti in lattice convenzionali	
SPECIFICHE	Colore: Blu. Taglia XS ≤ 80 mm Taglia S 80 ± 10 mm Taglia M 95 ± 10 mm Taglia L 110 ± 10 mm Taglia XL 125 ± 10 mm	
CONFEZIONE	100% nitrile.	
CONFEZIONE	Scatola da 100 unità	
DURATA DI CONSERVAZIONE	5 anni	



USO PREVISTO	Protezione barriera della mano dell'utilizzatore per esami medici o clinici, procedure diagnostiche e terapeutiche, in ambito odontoiatrico e anche per finalità di laboratorio.
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	Prodotto monouso. Non utilizzare se la confezione o il guanto risultano danneggiati.
STOCCAGGIO E TRASPORTO	Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla luce solare. Proteggere dall'umidità ed evitare fonti di calore eccessivo.