

**FICHA TÉCNICA**

<b>VASO DE VIDRIO (600 ml) PARA LA CUBA NEW EUROSONIC 4D Y 3D</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<b>87672:</b> VASO DE VIDRIO (600 ml) PARA LA CUBA NEW EUROSONIC 4D Y 3D	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>Euronda S.p.A.</b> Via dell'Artigianato 7, 36030 Montecchio Precalcino (VI), Italia	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto no sanitario – accesorio auxiliar para equipos médicos	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Vaso de vidrio con capacidad de 600 ml, diseñado específicamente para utilizarse con las cubas ultrasónicas New Eurosonic 4D y 3D.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Resistente a agentes químicos utilizados en la limpieza ultrasónica. Compatible con altas temperaturas. Medidas calibradas para encajar en el soporte del equipo. Alta transparencia para control visual del contenido.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Vidrio borosilicato resistente a la temperatura y productos químicos	
<b>PRESENTACIÓN</b>	Unidad individual de 600 ml.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	Indefinida, siempre que no presente daños físicos. Reemplazar en caso de rotura, fisura o pérdida de transparencia.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Contención de soluciones de limpieza para la inmersión de instrumental en procesos de ultrasonido. Permite la limpieza localizada dentro del tanque principal del equipo Eurosonic.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Evitar caídas y golpes. Transportar en su embalaje protector original. Almacenar en lugar seguro, seco y limpio.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*