


## FICHA TÉCNICA

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSTRUMENTOS MANUALES DE ENDODONCIA BESTDENT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>REFERENCIA</b>                                   | Ver anexo 1                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>                     | <b>Shenzhen Perfect Medical Instruments Co., Ltd.</b><br>Room 103, Building 3, No. 2, Weiqun Road, 4th Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen, 518115, Guangdong, P.R. China                                                                  |                                                                                     |
| <b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>                   | Producto Sanitario clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                  | Dispositivos manuales de endodoncia para la práctica odontológica. No estériles. Disponen de código de colores ISO para facilitar su identificación.                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>COMPOSICIÓN</b>                                  | Parte activa: Acero inoxidable 304H, Níquel-Titanio (NITI).<br>Tope: Silicona.<br>Mango: Tereftalato de polibutileno PBT.                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>ENVASE</b>                                       | Envase conteniendo 6 unidades.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>FINALIDAD PREVISTA</b>                           | Dispositivos para canales radiculares endodónticos destinados a explorar, dar forma y limpiar los canales radiculares.                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN</b>                    | Los dispositivos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales.<br>Esterilizar en autoclave.<br>Desechar el producto si está dañado o disminuye su rendimiento. |                                                                                     |
| <b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>                  | Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.                                                                                                                                         |                                                                                     |

## TECHNICAL DATA SHEET

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BESTDENT<br/>ENDODONTIC<br/>HAND DEVICES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>REFERENCE</b>                                | See Annex I                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>MANUFACTURER</b>                             | <b>Shenzhen Perfect Medical Instruments Co., Ltd.</b><br>Room 103, Building 3, No. 2, Weiqun Road, 4th<br>Community, Henggang Street, Longgang District,<br>Shenzhen, 518115, Guangdong,<br>P.R. China                                            |                                                                                     |
| <b>CLASSIFICATION</b>                           | Medical device class IIa, according to Directive 93/42/CEE regarding medical devices.                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>DESCRIPTION</b>                              | Endodontic hand devices for dental use. Non sterile. They have an ISO color code for easy identification.                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>COMPOSITION</b>                              | Working part of the file: Stainless Steel 304H, Nickel-Titanium (NITI).<br>Stopper: silicone.<br>Handle: Polybutylene terephthalate PBT.                                                                                                          |                                                                                     |
| <b>PACKAGING</b>                                | Package containing 6 pieces                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>INTENDED USE</b>                             | Devices for endodontic radicular canals that are meant to explore, shape and clean the radicular canal systems.                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>CLEANING AND STERILIZATION</b>               | The devices should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments.<br>Sterilize in autoclave.<br>Dispose of the product if damaged or decreased in performance. |                                                                                     |
| <b>STORAGE CONDITIONS</b>                       | Store in a cool, dry place. Keep away from sunlight. Protect from moisture and avoid excessive heat.                                                                                                                                              |                                                                                     |

## FOLHA TÉCNICA

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISPOSITIVOS ENDODÔNTICOS<br/>MANUAIS<br/>BESTDENT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>REFERÊNCIA</b>                                         | De acordo com o anexo 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>FABRICANTE</b>                                         | <b>Shenzhen Perfect Medical Instruments Co., Ltd.</b><br>Room 103, Building 3, No. 2, Weiqun Road, 4th<br>Community, Henggang Street, Longgang District,<br>Shenzhen, 518115, Guangdong,<br>P.R. China                                                                                  |                                                                                     |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>                                      | Dispositivo Médico Classe IIa, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                          | Dispositivos endodônticos manuais para a prática de odontológica. Não estéril. São codificados por cores ISO para facilitar a sua identificação.                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>COMPOSIÇÃO</b>                                         | Parte activa: 304H aço inoxidável, Níquel-Titânio (NITI).<br>Tipo: Silicone.<br>Cabo: Tereftalato de Polibutileno PBT                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>EMBALAGENS</b>                                         | Embalagem contendo 6 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| <b>FINALIDADE PREVISTA</b>                                | Uso exclusivo por profissionais da área odontológica. Dispositivos de canais radiculares endodônticos para explorar, moldar e limpar os canais radiculares.                                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO</b>                            | Os dispositivos devem ser examinados, limpos e esterilizados antes de cada utilização. Utilizar detergentes e desinfetantes adequados para instrumentos médicos ou dentários. Esterilizar em autoclave. Descartar o produto se estiver danificado ou se o seu desempenho for diminuído. |                                                                                     |
| <b>ALMAZENAMENTO E TRANSPORTE</b>                         | Armazenar num local fresco e seco. Manter afastado da luz solar. Proteger da humidade e evitar o calor excessivo.                                                                                                                                                                       |                                                                                     |

**ANEXO I / ANNEX I**

| <b>Ref.</b>           | <b>Nombre / Name / Nome</b>                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87936 /<br>1833025015 | Ensanchador n.º 15 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 15 (25 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 15 (25 mm) Bestdent          |
| 87937 /<br>1833025100 | Ensanchador n.º 15-40 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 15-40 (25 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 15-40 (25 mm) Bestdent |
| 87938 /<br>1833025020 | Ensanchador n.º 20 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 20 (25 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 20 (25 mm) Bestdent          |
| 87939 /<br>1833025025 | Ensanchador n.º 25 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 25 (25 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 25 (25 mm) Bestdent          |
| 87940 /<br>1833025030 | Ensanchador n.º 30 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 30 (25 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 30 (25 mm) Bestdent          |
| 87941 /<br>1833025035 | Ensanchador n.º 35 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 35 (25 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 35 (25 mm) Bestdent          |
| 87942 /<br>1833025040 | Ensanchador n.º 40 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 40 (25 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 40 (25 mm) Bestdent          |
| 87943 /<br>1833021015 | Ensanchador n.º 15 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 15 (21 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 15 (21 mm) Bestdent          |
| 87944 /<br>1833021100 | Ensanchador n.º 15-40 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 15-40 (21 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 15-40 (21 mm) Bestdent |
| 87945 /<br>1833021020 | Ensanchador n.º 20 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 20 (21 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 20 (21 mm) Bestdent          |
| 87946 /<br>1833021025 | Ensanchador n.º 25 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 25 (21 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 25 (21 mm) Bestdent          |
| 87947 /<br>1833021030 | Ensanchador n.º 30 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 30 (21 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 30 (21 mm) Bestdent          |
| 87948 /<br>1833021035 | Ensanchador n.º 35 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 35 (21 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 35 (21 mm) Bestdent          |
| 87949 /<br>1833021040 | Ensanchador n.º 40 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 40 (21 mm) /</i><br>Allargacanalí n.º 40 (21 mm) Bestdent          |

| Ref.                  | Nombre / Name / Nome                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87950 /<br>1833021008 | Ensanchador n.º 08 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 08 (21 mm)</i> /<br>Allargacanalí n.º 08 (21 mm) Bestdent                           |
| 87951 /<br>1833025008 | Ensanchador n.º 08 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 08 (25 mm)</i> /<br>Allargacanalí n.º 08 (25 mm) Bestdent                           |
| 87952 /<br>1833021010 | Ensanchador n.º 10 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 10 (21 mm)</i> /<br>Allargacanalí n.º 10 (21 mm) Bestdent                           |
| 87953 /<br>1833025010 | Ensanchador n.º 10 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Reamer No. 10 (25 mm)</i> /<br>Allargacanalí n.º 10 (25 mm) Bestdent                           |
| 87954 /<br>1836025100 | Espaciador Punta n.º 15-40 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Finger Spreader No. 15-40 (25 mm)</i> /<br>Spaziatore Punta n.º 15-40 (25 mm) Bestdent |
| 87955 /<br>1836025020 | Espaciador Punta n.º 20 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Finger Spreader No. 20 (25 mm)</i> /<br>Spaziatore Punta n.º 20 (25 mm) Bestdent          |
| 87956 /<br>1836025025 | Espaciador Punta n.º 25 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Finger Spreader No. 25 (25 mm)</i> /<br>Spaziatore Punta n.º 25 (25 mm) Bestdent          |
| 87957 /<br>1836025030 | Espaciador Punta n.º 30 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Finger Spreader No. 30 (25 mm)</i> /<br>Spaziatore Punta n.º 30 (25 mm) Bestdent          |
| 87962 /<br>1832021008 | Limas H n.º 08 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 08 (21 mm)</i> /<br>Lime H n.º 08 (21 mm) Bestdent                                     |
| 87963 /<br>1832025008 | Limas H n.º 08 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 08 (25 mm)</i> /<br>Lime H n.º 08 (25 mm) Bestdent                                     |
| 87964 /<br>1832021010 | Limas H n.º 10 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 10 (21 mm)</i> /<br>Lime H n.º 10 (21 mm) Bestdent                                     |
| 87965 /<br>1832025010 | Limas H n.º 10 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 10 (25 mm)</i> /<br>Lime H n.º 10 (25 mm) Bestdent                                     |
| 87966 /<br>1832021015 | Limas H n.º 15 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 15 (21 mm)</i> /<br>Lime H n.º 15 (21 mm) Bestdent                                     |
| 87967 /<br>1832025015 | Limas H n.º 15 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 15 (25 mm)</i> /<br>Lime H n.º 15 (25 mm) Bestdent                                     |
| 87968 /<br>1832021100 | Limas H n.º 15-40 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 15-40 (21 mm)</i> /<br>Lime H n.º 15-40 (21 mm) Bestdent                            |

| Ref.                  | Nombre / Name / Nome                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87969 /<br>1832025100 | Limas H n.º 15-40 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 15-40 (25 mm)</i> /<br>Lime H nº 15-40 (25 mm) Bestdent |
| 87970 /<br>1832021020 | Limas H n.º 20 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 20 (21 mm)</i> /<br>Lime H nº 20 (21 mm) Bestdent          |
| 87971 /<br>1832025020 | Limas H n.º 20 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 20 (25 mm)</i> /<br>Lime H nº 20 (25 mm) Bestdent          |
| 87972 /<br>1832021025 | Limas H n.º 25 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 25 (21 mm)</i> /<br>Lime H nº 25 (21 mm) Bestdent          |
| 87973 /<br>1832025025 | Limas H n.º 25 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 25 (25 mm)</i> /<br>Lime H nº 25 (25 mm) Bestdent          |
| 87974 /<br>1832021030 | Limas H n.º 30 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 30 (21 mm)</i> /<br>Lime H nº 30 (21 mm) Bestdent          |
| 87975 /<br>1832025030 | Limas H n.º 30 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 30 (25 mm)</i> /<br>Lime H nº 30 (25 mm) Bestdent          |
| 87976 /<br>1832021035 | Limas H n.º 35 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 35 (21 mm)</i> /<br>Lime H nº 35 (21 mm) Bestdent          |
| 87977 /<br>1832025035 | Limas H n.º 35 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 35 (25 mm)</i> /<br>Lime H nº 35 (25 mm) Bestdent          |
| 87978 /<br>1832021040 | Limas H n.º 40 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 40 (21 mm)</i> /<br>Lime H nº 40 (21 mm) Bestdent          |
| 87980 /<br>1832025040 | Limas H n.º 40 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 40 (25 mm)</i> /<br>Lime H nº 40 (25 mm) Bestdent          |
| 87981 /<br>1832021045 | Limas H n.º 45 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 45 (21 mm)</i> /<br>Lime H nº 45 (21 mm) Bestdent          |
| 87982 /<br>1832025045 | Limas H n.º 45 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 45 (25 mm)</i> /<br>Lime H nº 45 (25 mm) Bestdent          |
| 87983 /<br>1832021050 | Limas H n.º 50 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 50 (21 mm)</i> /<br>Lime H nº 50 (21 mm) Bestdent          |
| 87984 /<br>1832025050 | Limas H n.º 50 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 50 (25 mm)</i> /<br>Lime H nº 50 (25 mm) Bestdent          |

| Ref.                  | Nombre / Name / Nome                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87985 /<br>1832021055 | Limas H n.º 55 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 55 (21 mm)</i> /<br>Lime H nº 55 (21 mm) Bestdent          |
| 87986 /<br>1832025055 | Limas H n.º 55 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 55 (25 mm)</i> /<br>Lime H nº 55 (25 mm) Bestdent          |
| 87987 /<br>1832021060 | Limas H n.º 60 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 60 (21 mm)</i> /<br>Lime H nº 60 (21 mm) Bestdent          |
| 87988 /<br>1832025060 | Limas H n.º 60 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 60 (25 mm)</i> /<br>Lime H nº 60 (25 mm) Bestdent          |
| 87989 /<br>1832021070 | Limas H n.º 70 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 70 (21 mm)</i> /<br>Lime H nº 70 (21 mm) Bestdent          |
| 87990 /<br>1832025070 | Limas H n.º 70 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 70 (25 mm)</i> /<br>Lime H nº 70 (25 mm) Bestdent          |
| 87991 /<br>1832021080 | Limas H n.º 80 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 80 (21 mm)</i> /<br>Lime H nº 80 (21 mm) Bestdent          |
| 87992 /<br>1832025080 | Limas H n.º 80 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 80 (25 mm)</i> /<br>Lime H nº 80 (25 mm) Bestdent          |
| 87993 /<br>1832021101 | Limas H n.º 45-80 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 45-80 (21 mm)</i> /<br>Lime H nº 45-80 (21 mm) Bestdent |
| 87994 /<br>1832025101 | Limas H n.º 45-80 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 45-80 (25 mm)</i> /<br>Lime H nº 45-80 (25 mm) Bestdent |
| 87995 /<br>1832031015 | Limas H n.º 15 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 15 (31 mm)</i> /<br>Lime H nº 15 (31 mm) Bestdent          |
| 87996 /<br>1832031020 | Limas H n.º 20 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 20 (31 mm)</i> /<br>Lime H nº 20 (31 mm) Bestdent          |
| 87997 /<br>1832031025 | Limas H n.º 25 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 25 (31 mm)</i> /<br>Lime H nº 25 (31 mm) Bestdent          |
| 87998 /<br>1832031030 | Limas H n.º 30 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 30 (31 mm)</i> /<br>Lime H nº 30 (31 mm) Bestdent          |
| 87999 /<br>1832031035 | Limas H n.º 35 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 35 (31 mm)</i> /<br>Lime H nº 35 (31 mm) Bestdent          |



| Ref.                  | Nombre / Name / Nome                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88000 /<br>1832031040 | Limas H n.º 40 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 40 (31 mm)</i> /<br>Lime H n.º 40 (31 mm) Bestdent          |
| 88001 /<br>1832031100 | Limas H n.º 15-40 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent H-Files No. 15-40 (31 mm)</i> /<br>Lime H n.º 15-40 (31 mm) Bestdent |
| 88002 /<br>1831021008 | Limas K n.º 08 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 08 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 08 (21 mm) Bestdent          |
| 88003 /<br>1831025008 | Limas K n.º 08 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 08 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 08 (25 mm) Bestdent          |
| 88004 /<br>1831031008 | Limas K n.º 08 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 08 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 08 (31 mm) Bestdent          |
| 88005 /<br>1831021010 | Limas K n.º 10 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 10 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 10 (21 mm) Bestdent          |
| 88006 /<br>1831025010 | Limas K n.º 10 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 10 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 10 (25 mm) Bestdent          |
| 88007 /<br>1831031010 | Limas K n.º 10 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 10 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 10 (31 mm) Bestdent          |
| 88008 /<br>1831021015 | Limas K n.º 15 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 15 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 15 (21 mm) Bestdent          |
| 88009 /<br>1831025015 | Limas K n.º 15 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 15 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 15 (25 mm) Bestdent          |
| 88010 /<br>1831031015 | Limas K n.º 15 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 15 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 15 (31 mm) Bestdent          |
| 88011 /<br>1831021100 | Limas K n.º 15-40 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 15-40 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 15-40 (21 mm) Bestdent |
| 88012 /<br>1831025100 | Limas K n.º 15-40 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 15-40 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 15-40 (25 mm) Bestdent |
| 88013 /<br>1831031100 | Limas K n.º 15-40 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 15-40 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 15-40 (31 mm) Bestdent |
| 88014 /<br>1831021020 | Limas K n.º 20 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 20 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 20 (21 mm) Bestdent          |



| Ref.                  | Nombre / Name / Nome                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88015 /<br>1831025020 | Limas K n.º 20 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 20 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 20 (25 mm) Bestdent |
| 88016 /<br>1831031020 | Limas K n.º 20 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 20 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 20 (31 mm) Bestdent |
| 88017 /<br>1831021025 | Limas K n.º 25 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 25 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 25 (21 mm) Bestdent |
| 88018 /<br>1831025025 | Limas K n.º 25 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 25 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 25 (25 mm) Bestdent |
| 88019 /<br>1831031025 | Limas K n.º 25 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 25 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 25 (31 mm) Bestdent |
| 88020 /<br>1831021030 | Limas K n.º 30 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 30 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 30 (21 mm) Bestdent |
| 88021 /<br>1831025030 | Limas K n.º 30 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 30 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 30 (25 mm) Bestdent |
| 88022 /<br>1831031030 | Limas K n.º 30 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 30 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 30 (31 mm) Bestdent |
| 88023 /<br>1831021035 | Limas K n.º 35 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 35 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 35 (21 mm) Bestdent |
| 88024 /<br>1831025035 | Limas K n.º 35 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 35 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 35 (25 mm) Bestdent |
| 88025 /<br>1831031035 | Limas K n.º 35 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 35 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 35 (31 mm) Bestdent |
| 88026 /<br>1831021040 | Limas K n.º 40 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 40 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 40 (21 mm) Bestdent |
| 88027 /<br>1831025040 | Limas K n.º 40 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 40 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 40 (25 mm) Bestdent |
| 88028 /<br>1831031040 | Limas K n.º 40 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 40 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 40 (31 mm) Bestdent |
| 88029 /<br>1831021045 | Limas K n.º 45 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 45 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 45 (21 mm) Bestdent |

| Ref.                  | Nombre / Name / Nome                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88030 /<br>1831025045 | Limas K n.º 45 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 45 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 45 (25 mm) Bestdent          |
| 88031 /<br>1831031045 | Limas K n.º 45 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 45 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 45 (31 mm) Bestdent          |
| 88032 /<br>1831021101 | Limas K n.º 45-80 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 45-80 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 45-80 (21 mm) Bestdent |
| 88033 /<br>1831025101 | Limas K n.º 45-80 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 45-80 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 45-80 (25 mm) Bestdent |
| 88034 /<br>1831031101 | Limas K n.º 45-80 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 45-80 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 45-80 (31 mm) Bestdent |
| 88035 /<br>1831021050 | Limas K n.º 50 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 50 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 50 (21 mm) Bestdent          |
| 88036 /<br>1831025050 | Limas K n.º 50 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 50 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 50 (25 mm) Bestdent          |
| 88037 /<br>1831031050 | Limas K n.º 50 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 50 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 50 (31 mm) Bestdent          |
| 88038 /<br>1831021055 | Limas K n.º 55 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 55 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 55 (21 mm) Bestdent          |
| 88039 /<br>1831025055 | Limas K n.º 55 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 55 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 55 (25 mm) Bestdent          |
| 88040 /<br>1831031055 | Limas K n.º 55 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 55 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 55 (31 mm) Bestdent          |
| 88041 /<br>1831021060 | Limas K n.º 60 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 60 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 60 (21 mm) Bestdent          |
| 88042 /<br>1831025060 | Limas K n.º 60 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 60 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 60 (25 mm) Bestdent          |
| 88043 /<br>1831031060 | Limas K n.º 60 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 60 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 60 (31 mm) Bestdent          |
| 88044 /<br>1831021070 | Limas K n.º 70 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 70 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 70 (21 mm) Bestdent          |

| Ref.                  | Nombre / Name / Nome                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88045 /<br>1831025070 | Limas K n.º 70 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 70 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 70 (25 mm) Bestdent                |
| 88046 /<br>1831031070 | Limas K n.º 70 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 70 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 70 (31 mm) Bestdent                |
| 88047 /<br>1831021080 | Limas K n.º 80 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 80 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 80 (21 mm) Bestdent                |
| 88048 /<br>1831025080 | Limas K n.º 80 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 80 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 80 (25 mm) Bestdent                |
| 88049 /<br>1831031080 | Limas K n.º 80 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 80 (31 mm)</i> /<br>Lime K n.º 80 (31 mm) Bestdent                |
| 88050 /<br>1831021006 | Limas K n.º 06 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 06 (21 mm)</i> /<br>Lime K n.º 06 (21 mm) Bestdent                |
| 88051 /<br>1831025006 | Limas K n.º 06 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Files No. 06 (25 mm)</i> /<br>Lime K n.º 06 (25 mm) Bestdent                |
| 88052 /<br>1830025015 | Limas K Flex n.º 15 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 15 (25 mm)</i> /<br>Lime K Flex n.º 15 (25 mm) Bestdent |
| 88053 /<br>1830025020 | Limas K Flex n.º 20 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 20 (25 mm)</i> /<br>Lime K Flex n.º 20 (25 mm) Bestdent |
| 88054 /<br>1830025025 | Limas K Flex n.º 25 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 25 (25 mm)</i> /<br>Lime K Flex n.º 25 (25 mm) Bestdent |
| 88055 /<br>1830025030 | Limas K Flex n.º 30 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 30 (25 mm)</i> /<br>Lime K Flex n.º 30 (25 mm) Bestdent |
| 88056 /<br>1830025035 | Limas K Flex n.º 35 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 35 (25 mm)</i> /<br>Lime K Flex n.º 35 (25 mm) Bestdent |
| 88057 /<br>1830025040 | Limas K Flex n.º 40 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 40 (25 mm)</i> /<br>Lime K Flex n.º 40 (25 mm) Bestdent |
| 88058 /<br>1830021015 | Limas K Flex n.º 15 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 15 (21 mm)</i> /<br>Lime K Flex n.º 15 (21 mm) Bestdent |
| 88059 /<br>1830021020 | Limas K Flex N 20 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 20 (21 mm)</i> /<br>Lime K Flex n.º 20 (21 mm) Bestdent   |

| Ref.                  | Nombre / Name / Nome                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88060 /<br>1830021025 | Limas K Flex N 25 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 25 (21 mm)</i> /<br>Lime K Flex nº 25 (21 mm) Bestdent            |
| 88061 /<br>1830021030 | Limas K Flex N 30 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 30 (21 mm)</i> /<br>Lime K Flex nº 30 (21 mm) Bestdent            |
| 88062 /<br>1830021035 | Limas K Flex N 35 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 35 (21 mm)</i> /<br>Lime K Flex nº 35 (21 mm) Bestdent            |
| 88063 /<br>1830021040 | Limas K Flex N 40 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 40 (21 mm)</i> /<br>Lime K Flex nº 40 (21 mm) Bestdent            |
| 88064 /<br>1830031015 | Limas K Flex n.º 15 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 15 (31 mm)</i> /<br>Lime K Flex nº 15 (31 mm) Bestdent          |
| 88065 /<br>1830031020 | Limas K Flex n.º 20 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 20 (31 mm)</i> /<br>Lime K Flex nº 20 (31 mm) Bestdent          |
| 88066 /<br>1830031025 | Limas K Flex n.º 25 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 25 (31 mm)</i> /<br>Lime K Flex nº 25 (31 mm) Bestdent          |
| 88067 /<br>1830031030 | Limas K Flex n.º 30 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 30 (31 mm)</i> /<br>Lime K Flex nº 30 (31 mm) Bestdent          |
| 88068 /<br>1830031035 | Limas K Flex n.º 35 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 35 (31 mm)</i> /<br>Lime K Flex nº 35 (31 mm) Bestdent          |
| 88069 /<br>1830031040 | Limas K Flex n.º 40 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 40 (31 mm)</i> /<br>Lime K Flex nº 40 (31 mm) Bestdent          |
| 88070 /<br>1830025100 | Limas K Flex n.º 15-40 (25 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 15-40 (25 mm)</i> /<br>Lime K Flex nº 15-40 (25 mm) Bestdent |
| 88071 /<br>1830021100 | Limas K Flex n.º 15-40 (21 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 15-40 (21 mm)</i> /<br>Lime K Flex nº 15-40 (21 mm) Bestdent |
| 88072 /<br>1830031100 | Limas K Flex n.º 15-40 (31 mm) Bestdent /<br><i>Bestdent K-Flex Files No. 15-40 (31 mm)</i> /<br>Lime K Flex nº 15-40 (31 mm) Bestdent |

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88105 /<br>1837025020 | Espaciador punta plana N.20 (25mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Pluggers No.20 (25 mm) /</i><br>Spaziatore Ponta plana N.20 (25mm) Bestdent /  |
| 88106 /<br>1830031040 | Espaciador punta plana N.25 (25mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Pluggers No. 25 (25 mm) /</i><br>Spaziatore Ponta plana N.25 (25mm) Bestdent / |
| 88107 /<br>1830025100 | Espaciador punta plana N.30 (25mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Pluggers No. 30 (25 mm) /</i><br>Spaziatore Ponta plana N.30 (25mm) Bestdent / |
| 88108 /<br>1830021100 | Espaciador punta plana N.35 (25mm) Bestdent /<br><i>Bestdent Pluggers No. 35 (25 mm) /</i><br>Spaziatore Ponta plana N.35 (25mm) Bestdent / |