

## FICHA TÉCNICA

<b>MICRO MINI HOJA DE BISTURÍ MIM64</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	93325	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>Surgical Specialties México S. DE R.L. DE C.V.</b> Corredor Tijuana-Rosarito 2000 #24702-B, Ejido Francisco Villa, Tijuana, B.C., C.P. 22235, México	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos periodos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microhoja de bisturí con filo afilado para delaminación.</li> <li>- La punta redonda de un solo filo permite el acceso en el ángulo preferido por el cirujano.</li> <li>- Estériles.</li> </ul>	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Acero inoxidable quirúrgico.	
<b>ENVASE</b>	12 unidades.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Está diseñada para procedimientos quirúrgicos odontológicos y periodontales que requieren una incisión de alta precisión en tejidos blandos.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*