


FICHA TÉCNICA

PUNTA ULTRASONIDOS G1		
REFERENCIAS	96641	
FABRICANTE / RESPONSABLE	NAKANISHI INC. 700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japón	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos periodos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	Punta Ultrasonidos G1. <u>Características:</u> Puntas especialmente indicadas para escarificación. Para el tratamiento periodontal inicial. Con la punta especialmente diseñada para la curvatura de cada diente. Para NSK / Satelec. Lavable en termodesinfectante. Esterilizable con autoclave hasta 135°C.	
COMPOSICIÓN	Acero suizo al cromo.	
ENVASE	1 unidad.	
FINALIDAD PREVISTA	- Eliminación de sarro supragingival. - Eliminación de sarro de espacios interdientales estrechos. - Eliminación de sarro marginal gingival.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No tiene condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.