

## FICHA TÉCNICA

<b>ABREBOCAS NIÑOS ANGIE (2 unidades)</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<b>97863: ABREBOCAS NIÑOS ANGIE (2 unidades)</b>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A</b> 101, Waldir Landgraf Street Londrina, Paraná 86031-218, Brazil	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto sanitario Clase I según Reglamento 2017/745 (UE)	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Dispositivo en forma de cuña diseñado para mantener la boca abierta durante procedimientos odontológicos en niños. Fabricado en material plástico resistente, con diseño atractivo y amigable en forma de cara sonriente para facilitar la cooperación del paciente pediátrico.</p> <p>Abrebocas ajustables, en tamaño universal y pequeño.</p> <p>Permite el ajuste del abrebocas a diferentes medidas bucales.</p> <p>Modelo especial para pacientes pediátricos</p>	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Cuñas abrebocas de silicona Esterilizable en autoclave	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Plástico de uso médico (libre de látex).	
<b>PRESENTACIÓN</b>	Blíster con 2 unidades (1 tamaño universal + 1 tamaño pequeño).	
<b>VIDA ÚTIL</b>	5 años desde la fecha de fabricación.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Permitir el acceso seguro y constante a la cavidad oral en pacientes pediátricos durante procedimientos dentales.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	. Permitir el acceso seguro y constante a la cavidad oral en pacientes pediátricos durante procedimientos dentales.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*