


FICHA TÉCNICA

INSERTO A DETARTRAJE		
MARCA: EMS		
REFERENCIAS	98455	
FABRICANTE / RESPONSABLE	E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Chemin de la Vuarpilliere 31. 1260 Nylon, Switzerland.	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Puntas para los Ultrasonidos de limpieza Piezon de marca EMS: Eliminación general de depósitos en todos los cuadrantes. Uso de los lados del instrumento con empuñadura modificada y un ligero toque para una mayor sensación táctil. Movimientos solapados de adelante hace atrás como si fuera un cepillo. Incluye llave dinamométrica Combitorque	
CARACTERÍSTICAS	Acero quirúrgico de alta calidad Proceso complejo de fabricación con 31 pasos Un comportamiento de vibración preciso y reproducible gracias a una fabricación de alta precisión Adecuado para depósitos supragingivales sólidos	
INSTRUCCIONES DE USO SEGURO	Los dispositivos son reutilizables, y es necesario limpiarlos y esterilizarlos antes de cada uso.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químico	
PRESENTACIÓN	1 unidad.	
FINALIDAD PREVISTA	Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.