


## FICHA TÉCNICA

ALICATES QUITABANDAS BESTDENT		
REFERENCIAS	L8793	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL Medical Solutions, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano – Italia	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto sanitario clase I según Reglamento 2017/745 (UE)	
DESCRIPCIÓN	Instrumento de ortodoncia no estéril, tipo alicate, diseñado para facilitar la extracción de bandas ortodónticas. Ofrece una acción de palanca controlada y segura.	
ESPECIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alicate para retirar bandas</li><li>• Extremos activos de máximo 3 mm</li><li>• Acero quirúrgico inoxidable</li><li>• Dureza mínima entre 40-44hrc</li><li>• Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos</li></ul>	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable (grado quirúrgico)	
PRESENTACIÓN	1 unidad	
VIDA ÚTIL	Indeterminada. Depende del uso, desgaste y mantenimiento. Debe inspeccionarse antes de cada uso para detectar signos de óxido o daño.	
FINALIDAD	Facilitar la retirada de bandas ortodónticas de manera segura y con mínimo trauma para el paciente. Uso exclusivo por profesionales de la odontología.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Reutilizable. Debe limpiarse y esterilizarse antes de cada uso. Métodos recomendados: autoclave o calor seco. No usar si se detecta oxidación	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa y la humedad. Transportar con protección adecuada.	



## TECHNICAL DATA SHEET

<b>POLISHERS</b> <b>BRAND: PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCES</b>		
<b>MANUFACTURER</b>		
<b>DESCRIPTION</b>		
<b>SPECIFICATION</b>		
<b>COMPOSITION</b>		
<b>PACKAGING</b>		
<b>INTENDED USE</b>		
<b>SHELF LIFE</b>		
<b>INSTRUCTIONS FOR USE</b>		
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>		

