

FICHA TÉCNICA

TUBOS BUCALES SENCILLOS NO CONVERTIBLES		
REFERENCIA	VER ANEXO I. L7200-L7207 L7460-L7491	
FABRICANTE / RESPONSABLE	G&H Wire Company 2165 Earlywood Drive, Franklin IN, 46131 USA Emergency Contact: 317-346-6655	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, bajo Reglamento (EU) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Tubos bucales sencillos no convertibles.	
ESPECIFICACIONES	Ofrece máxima versatilidad, estética y confort, permiten realizar tratamientos de alta calidad de forma más cómoda y sencilla. INDENTACIÓN MESIAL/DISTAL EN LA SUPERFICIE FACIAL Ayuda en la colocación del tubo durante el proceso de cementado facilitando el trabajo. FÁCIL LIGADO, DOBLADO Y COLOCACIÓN DEL ELÁSTICO Gancho simplificado nivelado para que coincida con la superficie facial del tubo en un formato de torque en la base. MÚLTIPLES USOS. Muesca en la cara distal que posibilita un anclaje adicional y ligado de auxiliares. FÁCIL ALINEACIÓN E INSERCIÓN DEL ARCO El cuerpo del tubo presenta una apertura en forma de trompeta en la cara mesial que facilita la inserción del arco. BASE DE ACERO CONTORNEADA CON MALLA DE 80 MICRAS Mejora la adherencia al diente, mayor resistencia del pegado del tubo. DE CEMENTADO DIRECTO Pueden ser adheridos al diente directamente sin tener que soldarlo previamente a una banda. CON 2 BASES DISPONIBLES, EXTENDIDA E INDENT Proporciona mayor adaptabilidad según el tamaño del molar. MUESCA INDICADORA EN LA BASE Y GUÍAS DE POSICIONAMIENTO GINGIVO/OCCLUSAL Facilita la alineación del tubo y el trabajo del profesional.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	5 unidades.	

FICHA TÉCNICA

FINALIDAD	Utilizado en ortodoncia. Los tubos están diseñados para fijarse a los dientes para proporcionar un anclaje para un arco u otro accesorio.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.

FICHA TÉCNICA

ANEXO 1

L7200	TUBO BUCAL STANDARD EDGEWISE .018 BASE EXTENDIDA SUP DER/INF
L7201	TUBO BUCAL STANDARD EDGEWISE .018 BASE EXTENDIDA SUP IZQ/INF
L7202	TUBO BUCAL STANDARD EDGEWISE .022 BASE EXTENDIDA SUP DER/INF
L7203	TUBO BUCAL STANDARD EDGEWISE .022 BASE EXTENDIDA SUP IZQ/INF
L7204	TUBO BUCAL STANDARD EDGEWISE .018 BASE CON INDENT SUP DER/IN
L7205	TUBO BUCAL STANDARD EDGEWISE .018 BASE CON INDENT SUP IZQ/IN
L7206	TUBO BUCAL STANDARD EDGEWISE .022 BASE CON INDENT SUP DER/IN
L7207	TUBO BUCAL STANDARD EDGEWISE .022 BASE CON INDENT SUP IZQ/IN
L7460	TUBO BUCAL ROTH .018 BASE EXTENDIDA SUPERIOR DERECHO -10T 8A
L7461	TUBO BUCAL ROTH .018 BASE EXTENDIDA SUPERIOR IZQUIERDO -10T 8A
L7462	TUBO BUCAL ROTH .022 BASE EXTENDIDA SUPERIOR DERECHO -10T 8A
L7463	TUBO BUCAL ROTH .022 BASE EXTENDIDA SUPERIOR IZQUIERDO -10T 8A
L7464	TUBO BUCAL MBT .018 BASE EXTENDIDA SUPERIOR DERECHO -14T 10A
L7465	TUBO BUCAL MBT .018 BASE EXTENDIDA SUPERIOR IZQUIERDO -14T 10A
L7466	TUBO BUCAL MBT .022 BASE EXTENDIDA SUPERIOR DERECHO -14T 10A
L7467	TUBO BUCAL MBT .022 BASE EXTENDIDA SUPERIOR IZQUIERDO -14T 10A
L7468	TUBO BUCAL ROTH .018 BASE EXTENDIDA INFERIOR DERECHO -25T 5A
L7469	TUBO BUCAL ROTH .018 BASE EXTENDIDA INFERIOR IZQUIERDO -25T 5A
L7470	TUBO BUCAL ROTH .022 BASE EXTENDIDA INFERIOR DERECHO -25T 5A
L7471	TUBO BUCAL ROTH .022 BASE EXTENDIDA INFERIOR IZQUIERDO -25T 5A
L7472	TUBO BUCAL MBT .018 BASE EXTENDIDA INFERIOR DERECHO -20T 0A
L7473	TUBO BUCAL MBT .018 BASE EXTENDIDA INFERIOR IZQUIERDO -20T 0A
L7474	TUBO BUCAL MBT .022 BASE EXTENDIDA INFERIOR DERECHO -20T 0A
L7475	TUBO BUCAL MBT .022 BASE EXTENDIDA INFERIOR IZQUIERDO -20T 0A
L7476	TUBO BUCAL ROTH .018 BASE CON INDENT SUPERIOR DERECHO -10T 8A
L7477	TUBO BUCAL ROTH .018 BASE CON INDENT SUPERIOR IZQUIERDO -10T 8A
L7478	TUBO BUCAL ROTH .022 BASE CON INDENT SUPERIOR DERECHO -10T 8A
L7479	TUBO BUCAL ROTH .022 BASE CON INDENT SUPERIOR IZQUIERDO -10T 8A
L7480	TUBO BUCAL MBT .018 BASE CON INDENT SUPERIOR DERECHO -14T 10A
L7481	TUBO BUCAL MBT .018 BASE CON INDENT SUPERIOR IZQUIERDO -14T 10A
L7482	TUBO BUCAL MBT .022 BASE CON INDENT SUPERIOR DERECHO -14T 10A
L7483	TUBO BUCAL MBT .022 BASE CON INDENT SUPERIOR IZQUIERDO -14T 10A
L7484	TUBO BUCAL ROTH .018 BASE CON INDENT INFERIOR DERECHO -25T 5A
L7485	TUBO BUCAL ROTH .018 BASE CON INDENT INFERIOR IZQUIERDO -25T 5A
L7486	TUBO BUCAL ROTH .022 BASE CON INDENT INFERIOR DERECHO -25T 5A
L7487	TUBO BUCAL ROTH .022 BASE CON INDENT INFERIOR IZQUIERDO -25T 5A
L7488	TUBO BUCAL MBT .018 BASE CON INDENT INFERIOR DERECHO -20T 0A
L7489	TUBO BUCAL MBT .018 BASE CON INDENT INFERIOR IZQUIERDO -20T 0A
L7490	TUBO BUCAL MBT .022 BASE CON INDENT INFERIOR DERECHO -20T 0A
L7491	TUBO BUCAL MBT .022 BASE CON INDENT INFERIOR IZQUIERDO -20T 0A