

FICHA TÉCNICA

BOTONES LOCX		
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AVENIR SRL Via del salice 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIB, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios. (Clase I por espaciador)	
DESCRIPCIÓN	BOTONES LOCX	
COMPOSICIÓN	Poliamida 6.6M (BOTONES) TIT.GR.5 ELI (CAPSULA) SILICONE (ESPACIADOR)	
FINALIDAD PREVISTA	permiten anclar el pilar LOCX a la prótesis móvil a través de la caja metálica. Espaciador crea resiliencia y espacio funcional alrededor de los pilares LOCX y evita que la resina penetre en el interior durante la aplicación de la prótesis.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	remoje durante un mínimo de 3 horas en un líquido esterilizante a temperatura ambiente.	
MSDS	No aplicable por no estar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006	

**ANEXO 1 / ANNEX 1**

COD. AVENIR	REF.AVENIR	DESCRIPCIÓN
9R00L	IIPCLOXYNE	BOTONES RET. NEGRO 0 LIB. (4 UDS)
9R15A	IIPCLOXYRO	BOTONES RET. ROJO ANG 1,5 LIB. (4 UDS)
9R15S	IIPCLOXYAZ	BOTONES RET. AZUL 1,5 LIB. SUAVE(4 UDS)
9R20A	IIPCLOXYAR	BOTONES RET. NARANJA ANG 2 LIB. (4 UDS)
9R30M	IIPCLOXYRS	BOTONES RET. ROSA 3 LIB. NORMAL (4 UDS)
9R40A	IIPCLOXYVE	BOTONES RET. VERDE ANG 4 LIB. (4 UDS)
9R50H	IIPCLOXYTR	BOTONES RET.BLANCO 5 LIB. FUERTE (4 UDS)
9RCM	IIPCLOXCPKD	CÁPSULA METÁLICA LOCX (4 UDS. RET.NEGRA)
9RPP2	IIPCLOXCP40KD	SET DE PROTESIS NYLON(2 UDS.)
9UE	PCLOXSP	ESPACIADOR SILICONA LOCX (4 UDS.)