


## FICHA TÉCNICA

<b>CALCINABLE</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	Ver Anexo 1	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>AVENIR SRL</b> <i>Via del salice 21</i> <b>47822 Santarcangelo di Romagna (RN)</b>	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según Reglamento (UE) 2017/745 relativa a productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CALCINABLE</b>	
<b>COMPOSICIÓN</b>	TECACRYL	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	sirve para realizar una mesoestructura, mediante fundición a la cera perdida, adecuada para alojar la superestructura o la cápsula. Se cementa sobre el pilar angulado.	
<b>LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN</b>	NO APLICA	
<b>MSDS</b>	No aplicable por no estar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006	



**ANEXO 1 / ANNEX 1**

COD. AVENIR	REF.AVENIR	DESCRIPCIÓN
6248CAR	ICOCTCN487	CALCINABLE HOMBRO RECTO AR M8 P4,8 CEM.
6248CR	ICOCTCR487	CALCINABLE HOMBRO RECTO ROT M8 P4,8 CEM.
6265CAR	ICOCTCN658	CALCINABLE HOMBRO RECTO AR M8 P6,5 CEM.
6265CR	ICOCTCR658	CALCINABLE HOMBRO RECTO ROT M8 P6,5 CEM.
7248CANG	ICOCTICR48	CALCINABLE HOMBRO ANG. M8 P4,8 CEM.
7265CANG	ICOCTICR65	CALCINABLE HOMBRO ANG. M8 P6,5 CEM.