

FICHA TÉCNICA

CALCINABLE CON TORNILLO		
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AVENIR SRL Via del salice 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIB, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	CALCINABLE CON TORNILLO	
COMPOSICIÓN	TIT.GR.5 ELI (tornillo) Calcinable (vedi anexo 1)	
FINALIDAD PREVISTA	sirve para realizar una mesoestructura, mediante fundición a la cera perdida, adecuada para alojar la superestructura o la cápsula. Se fija al implante mediante un tornillo protésico.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Tornillo: Esterilizar en calor húmedo a 134 °C durante 5 minutos (2 atm) Calcinable: no aplicable (se funde en el laboratorio)	
MSDS	No aplicable por no estar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006	

ANEXO 1 / ANNEX 1

COD. AVENIR	REF.AVENIR	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN
51LCAR	ICPCACN45KM	UCLA CALCINABLE ANTIRROT. M12 P38 CT	Tecacryl
51LCR	ICPCACR45KM	UCLA CALCINABLE ROTATORIO M12 P38 CT	Tecacryl
51QCAR	ICPCACN35KM	UCLA CALCINABLE ANTIRROT. M12 P28 CT	Tecacryl
51QCR	ICPCACR35KM	UCLA CALCINABLE ROTATORIO M12 P28 CT	Tecacryl
5248CAR	ICOCTCN48KI	UCLA CALCINABLE ANTIRROT. M8 P4,8 CT	Policarbonato
5248CR	ICOCTCR48KI	UCLA CALCINABLE ROTATORIO M8 P4,8 CT	Policarbonato
5265CAR	ICOCTCN65KI	UCLA CALCINABLE ANTIRROT. M8 P6,5 CT	Tecacryl
5265CR	ICOCTCR65KI	UCLA CALCINABLE ROTATORIO M8 P6,5 CT	Tecacryl
5E33CAR	EEPCCN33KI	UCLA CALCINABLE AR HEX.EXT P3,3 CT	Policarbonato
5E33CR	EEPCCR33KI	UCLA CALCINABLE ROT. HEX.EXT. P3,3 CT	Policarbonato
5E41CAR	EEBRKCN41KM	UCLA CALCINABLE AR HEX.EXT P4.1 CT	Policarbonato
5E41CR	EEBRKCN41KM	UCLA CALCINABLE ROT. HEX.EXT. P4.1 CT	Policarbonato
5E50CAR	EEBRKCN41KM	UCLA CALCINABLE AR. HEX.EXT. P5.0 CT	Tecacryl
5E50CR	EEBRKCN41KM	UCLA CALCINABLE ROT. HEX.EXT. P5.0 CT	Tecacryl
5I35CAR	IIFIMCN37KM	UCLA CALCINABLE AR HEX. INT. P3.5MM CT	Policarbonato
5I35CR	IIFIMCR37KM	UCLA CALCINABLE ROT. HEX. INT. P3.5MM CT	Policarbonato
5SYNCARM	ICOCTSCN65KI	UCLA CALCINABLE AR SYN M8 P6,5 CT	Tecacryl
5SYNCARR	ICOCTSCN48KI	UCLA CALCINABLE ANTIRROT SYN M8 P4,8 C/T	Tecacryl
5SYNCRM	ICOCTSCR65KI	UCLA CALCINABLE ROT. SYN M8 P6,5 CT	Tecacryl
5SYNCR	IIOCTSCR48KI	UCLA CALCINABLE ROTAT. SYN M8 P4,8 C/T	Tecacryl
MU1CAR	EEPCTMCNC48KM	PILAR CALCINABLE AR TRANS M12 CT MAGENTA	Tecacryl
MU1CR	EEBRKCMUKM	PILAR CALCINABLE ROT TRANS M12 /T MAGENT	Policarbonato
MUIECAR	EEPCTMCN48KM	PILAR CALCINABLE AR TRANS CT	Tecacryl
MUIECR	EEBRKCMUKA	PILAR CALCINABLE ROT TRANS CT	Policarbonato