


FICHA TÉCNICA

FRESAS Y SET QUIRURGICOS		
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AVENIR SRL Via del salice 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	FRESAS Y SET QUIRURGICOS	
COMPOSICIÓN	FRESAS Y INSTRUMENTAL: Acero AISI 420 TOPE, MEDIDOR DE PROFUNDIDAD, CARRACA DIN.: TIT.GR.5 ELI	
FINALIDAD PREVISTA	<p>Bisturí Crc: utilizado para eliminar tejido gingival igual al diámetro del implante previsto</p> <p>Fresa: se utiliza para perforar el hueso mandibular o maxilar y crear un sitio quirúrgico perfecto listo para acomodar el implante</p> <p>Fresa Trefina y kit extractor: se utiliza para extraer un implante y para realizar la toma de muestras óseas</p> <p>Macho Roscar: le permite crear la rosca de la bobina del implante dentro del sitio, evitando la compresión/necrosis del hueso durante la inserción del implante</p> <p>Molino de Hueso/Bone Mill: se utiliza para eliminar el hueso alrededor del cuello de los implantes inclinados para permitir la prótesis con Multi Unit</p> <p>Tope: permite que el taladro alcance la longitud deseada del sitio del implante</p> <p>Prolongador: permite alargar la longitud de la cortadora y de cualquier dispositivo que tenga un ataque c/a</p>	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Esterilizar en calor húmedo a 134 °C durante 5 minutos (2 atm)	
MSDS	No aplicable por no estar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el	

que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006

REV. 09/22

ANEXO 1 / ANNEX 1

COD. AVENIR	REF.AVENIR	DESCRIPCIÓN
YUBC330	PCFRBIC33	BISTURI CIRCULAR D3,3 CONEXION CA
YUBC350	PCFRBIC35	BISTURI CIRCULAR D3,5 CONEXION CA
YUBC375	PCFRBIC37	BISTURI CIRCULAR D3,75 CONEXION CA
YUBC400	PCFRBIC40	BISTURI CIRCULAR D4,0 CONEXION CA
YUBC425	PCFRBIC42	BISTURI CIRCULAR D4,25 CONEXION CA
YUBC450	PCFRBIC45	BISTURI CIRCULAR D4,5 CONEXION CA
YUBC480	PCFRBIC48	BISTURI CIRCULAR D4,80 CONEXION CA
YUBC500	PCFRBIC50	BISTURI CIRCULAR D5,0 CONEXION CA
Y1FR2317	PCFR23170	FRESA M12 D2,35MM L.17 MM
Y1FR2717	PCFR27170	FRESA M12 D2,7MM L.17 MM
Y1FR3117	PCFR31170	FRESA M12 D3,1MM L.17 MM
Y1FR3517	PCFR35170	FRESA M12 D3,5MM L.17 MM
Y2FR22C	OCTFR22160	FRESA CORTA D2,2 OXTEIN M8
Y2FR22L	OCTFR22203	FRESA LARGA D2,2 OXTEIN M8 HASTA 16MM
Y2FR28C	OCTFR28160	FRESA CORTA D2,8 OXTEIN M8
Y2FR28L	OCTFR28	FRESA LARGA D2,8 OXTEIN M8 HASTA 16MM
Y2FR35C	OCTFR35160	FRESA CORTA D3,5 OXTEIN M8
Y2FR35L	OCTFR35203	FRESA LARGA D3,5 OXTEIN M8 HASTA 16MM
Y2FR42C	OCTFR42160	FRESA CORTA D4,2 OXTEIN M8
Y2FR42L	OCTFR42203	FRESA LARGA D4,2 OXTEIN M8 HASTA 16MM
Y2FRPF28	OCTFRCS28	FRESA PERFILADORA Ø 28 OXTEIN M8
Y2FRPF35	OCTFRCS35	FRESA PERFILADORA Ø 35 OXTEIN M8
Y2FRPF42	OCTFRCS42	FRESA PERFILADORA Ø 42 OXTEIN M8
YLFR23C	PCFR23SH	FRESA PILOTO CORTA D 2,3 OXTEIN CIL
YLFR23L	PCFR23	FRESA PILOTO LARGA TOPE D 2,3 OXTEIN CIL
YLFR27C	PCFR275SH	FRESA CORTA D2,75 OXTEIN CILINDRICA
YLFR27L	PCFR275	FRESA LARGA TOPE D2,75 OXTEIN CIL
YLFR31C	PCFR31SH	FRESA CORTA D3,1 OXTEIN CILINDRICA
YLFR31L	PCFR31	FRESA LARGA TOPE D3,1 OXTEIN CILINDRICA
YLFR36C	PCFR36SH	FRESA CORTA D3,6 OXTEIN CILINDRICA
YLFR36L	PCFR36	FRESA LARGA TOPE D3,6 OXTEIN CILINDRICA
YLFR41C	PCFR41SH	FRESA CORTA D4,1 OXTEIN CILINDRICA

oxteia

YLFR41L	PCFR41	FRESA LARGA TOPE D 4,1 OXTEIN CILINDRICA
YLFR44C	PCFR44SH	FRESA CORTA D4,4 OXTEIN CILINDRICA
YLFR44L	PCFR44	FRESA LARGA TOPE D4,4 OXTEIN CILINDRICA
YLFR48C	PCFR48SH	FRESA CORTA D4,8 OXTEIN CILINDRICA
YLFR48L	PCFR48	FRESA LARGA D4,8 OXTEIN CILINDRICA
YNFR23C	PCFR235CSH	FRESA PILOTO CORTA D2,35 OXTEIN CÓNICA
YNFR23L	PCFR235C	FRESA PILOTO LARGA TOPE D2,35 OXTEIN CÓN
YNFR27C	PCFR27CSH	FRESA CORTA D2,7 OXTEIN CÓNICA
YNFR27L	PCFR27C	FRESA LARGA TOPE D2,7 OXTEIN CÓNICA
YNFR31C	PCFR31CSH	FRESA CORTA D3,1 OXTEIN CÓNICA
YNFR31L	PCFR31C	FRESA LARGA TOPE D3,1 OXTEIN CÓNICA
YNFR35C	PCFR35CSH	FRESA CORTA D3,5 OXTEIN CÓNICA
YNFR35L	PCFR35C	FRESA LARGA TOPE D3,5 OXTEIN CÓNICA
YNFR40C	PCFR40CSH	FRESA CORTA D4,0 OXTEIN CÓNICA
YNFR40L	PCFR40C	FRESA LARGA TOPE D4,0 OXTEIN CÓNICA
YNFR45C	PCFR45CSH	FRESA CORTA D4,5 OXTEIN CÓNICA
YNFR45L	PCFR45C	FRESA LARGA TOPE D4,5 OXTEIN CÓNICA
YUFRL	UNFRPIL27	FRESA LANCEOLADA
YUFRL17	PCFRPIL170	FRESA LANCEOLADA L.17MM
YUTF34	PCFRRI34	FRESA TREFINA D INT. 3,4 D EXT. 4,45
YUTF36	PCFRRI36	FRESA TREFINA D INT. 3,6 D EXT. 4,65
YUTF38	PCFRRI38	FRESA TREFINA D INT. 3,85 D EXT. 4,90
YUTF41	PCFRRI41	FRESA TREFINA D INT. 4,1 D EXT. 5,15
YUTF43	PCFRRI43	FRESA TREFINA D INT. 4,35 D EXT. 5,40
YUTF46	PCFRRI46	FRESA TREFINA Ø INT. 4,6 Ø EXT. 5,65
YUTF49	PCFRRI49	FRESA TREFINA Ø INT. 4,9 Ø EXT. 5,95
YUTF51	PCFRRI51	FRESA TREFINA D INT. 5,1 D EXT. 6,15
YUTF80	PCFRRI80	FRESA TREFINA D INT. 8,0 D EXT. 9,05
YNFR40HD	PCFRCS40	FRESA PARA HUESO DURO M12 Ø4,0
YNFR45HD	PCFRCS45	FRESA PARA HUESO DURO M12 Ø4,5
YNFR50HD	PCFRCS50	FRESA PARA HUESO DURO M12 Ø5,0
OUEXT	FIS70F	KIT EXTRACTOR IMPLANTES Y TORNILLOS DEF.
Y1MR35C	PCAMAS35	MACHO ROSCAR M12 D3,5 CONEXIÓN CARRACA
Y1MR35M	PCAFRMAS35	MACHO ROSCAR M12 D3,5 CONEXIÓN C/A
Y1MR40C	PCAMAS40	MACHO ROSCAR M12 D4,0 CONEXIÓN CARRACA
Y1MR40M	PCAFRMAS40	MACHO ROSCAR M12 D4,0 CONEXIÓN C/A
Y1MR45C	PCAMAS45	MACHO ROSCAR M12 D4,5 CONEXIÓN CARRACA
Y1MR45M	PCAFRMAS45	MACHO ROSCAR M12 D4,5 CONEXIÓN C/A
Y1MR50C	PCAMAS50	MACHO ROSCAR M12 D5,0 CONEXIÓN CARRACA
Y1MR50M	PCAFRMAS50	MACHO ROSCAR M12 D5,0 CONEXIÓN C/A
Y2MR33	OCTFRMAS33	MACHO ROSCAR M8 D3,3
Y2MR41	OCTFRMAS41	MACHO ROSCAR M8 D4,1



Y2MR48	OCTFRMAS48	MACHO ROSCAR M8 D4,8
YNMR35	PCFRMAS35	MACHO ROSCAR N D3.5
YNMR40	PCFRMAS40	MACHO ROSCAR N D4,0
YNMR50	PCFRMAS50	MACHO ROSCAR N D5,0
Y1BML	FIMFRCS49K0101	BONE MILL MOLINO DE HUESO M12 D4.5 D5.0
Y1BMQ	FIMFRCS49K0101	BONE MILL MOLINO DE HUESO M12 D3.5 D4.0
YIBM35	PCFRCS035K0101	BONE MILL MOLINO DE HUESO PLAT.3.5
Y1BMQAN	FIMFRCS70K0101	MOLINO DE HUESO ANG. M12 P28
Y1BMLAN	FIMFRCS70K0101	MOLINO DE HUESO ANG. M12 P38
YIBM35AN	FIMFRCS70K0101	MOLINO DE HUESO ANG. L35 Y N35
YUPFR	UNPR	PROLONGADOR DE FRESA
Y2SQ	PCKM1110	SET QUIRURGICO OXTEIN M8
YLSQB	PCK0809	SET QUIRURGICO BASIC OXTEIN L
YNSQB	PCK1110	SET QUIRURGICO BASIC OXTEIN N
YUSQP	PCKM2	SET QUIRURGICO PLUS OXTEIN
YUTFRH10	UNSFL10	TOPE DE FRESAS LARGAS H10
YUTFRH11	UNSFL115	TOPE DE FRESAS LARGAS H11,5
YUTFRH13	UNSFL13	TOPE DE FRESAS LARGAS H13
YUTFRH14	UNSFL145	TOPE DE FRESAS LARGAS H14,5
YUTFRH60	UNSFL06	TOPE DE FRESAS LARGAS H6
YUTFRH85	UNSFL085	TOPE DE FRESAS LARGAS H8,5
YNFR35HD	PCFRCS35	FRESA PARA HUESO DURO M12 Ø3,5
IP1601	UNFRSIHSS	FRESA EXTRACTORA INICIAL IZQUIERDAS Ø1mm
IP1603	UNGUEI35	GUIA FRESA EXTRAC HEX.INT 2,4 P3,5
IP1604	UNGUEE33	GUIA FRESA EXTRAC HEX.EXT 2,3x1 P3,3
IP1605	UNGUEE41	GUIA FRESA EXTRAC HEX.EXT 2,7x0,7 P4,1/5
IP1606	UNGUOCT48	GUIA DE FRESA EXTRACTORA SP OCTA 4,8/6,5
IP1607	UNGUATR3540	GUIA DE FRESA EXTRACTORA ASTRA 3,5 Y 4,0
IP1608	UNGUATR4550	GUIA DE FRESA EXTRACTORA ASTRA 3,5 Y 5,0
IP1612	UNFR14PA	FRESA DE BOLA Ø1,4 PARA M1.8
IP1613	UNFR16PA	FRESA DE BOLA Ø1.6 PARA M2.0
IP2255	UNPR	PROLONGADOR DE FRESA
IP5277A	PCFRBIC33	BISTURÍ CIRCULAR Ø 3,3 DE CONEXIÓN C/A
IP5279A	PCFRBIC37	BISTURÍ CIRCULAR Ø 3,75 DE CONEXIÓN C/A
IP5280A	PCFRBIC40	BISTURÍ CIRCULAR Ø 4,0 DE CONEXIÓN C/A
IP5282A	PCFRBIC42	BISTURÍ CIRCULAR Ø 4,25 DE CONEXIÓN C/A
IP5283A	PCFRBIC50	BISTURÍ CIRCULAR Ø 5,0 DE CONEXIÓN C/A
IP5285A	PCFRBIC45	BISTURÍ CIRCULAR Ø 4,5 DE CONEXIÓN C/A
IP5286A	PCFRBIC35	BISTURÍ CIRCULAR Ø 3,5 DE CONEXIÓN C/A
IP5287A	PCFRBIC48	BISTURÍ CIRCULAR Ø 4,80 DE CONEXIÓN C/A