



# TECHNOWAX® CERA CORONAS

## Descripción:

Cera universal semidura para modelar coronas

## Utilización:

Cera para el modelado, indicada para coronas, puentes e inlays y en la técnica del modelado directo

## Ventajas:

- Baja temperatura de solidificación lo que proporciona un enfriamiento rápido
- Propiedades de modelado ideales.
- Gran estabilidad dimensional
- Quema sin dejar residuos
- Ideal para cerámica sin metal

## Presentación:

*Lata de 50 g*

*Color azul*

8550-500      Universal

8550-501      Regular



**protechno**

Polígono Empordà Internacional  
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

Fax: (34) 972 52 55 86

protechno@protechno.es

www.protechno.es