

FICHA TÉCNICA

IMPLANTES DE TITANIO GR. 4		
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AVENIR SRL Via del salice 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIb, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	IMPLANTES DE TITANIO GR. 4	
COMPOSICIÓN	Titanio Grado 4 Cold Worked	
FINALIDAD PREVISTA	sirve para dar soporte mecánico a una prótesis dental aplicada para reemplazar uno o más dientes naturales faltantes	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	NO APLICA	
MSDS	No aplicable por no estar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006	

ANEXO 1 / ANNEX 1

COD. AVENIR	REF.AVENIR	DESCRIPCIÓN
L63308T	EEPCIE3308	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 3,3X8,5
L63310T	EEPCIE3310	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 3,3X10
L63311T	EEPCIE3311	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 3,3X11,5
L63313T	EEPCIE3313	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 3,3X13
L63314T	EEPCIE3314	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 3,3X14,5
L63706T	EEPCIE3706	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 3,75X6
L63708T	EEPCIE3708	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 3,75X8,5
L63710T	EEPCIE3710	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 3,75X10
L63711T	EEPCIE3711	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 3,75X11,5
L63713T	EEPCIE3713	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 3,75X13
L63714T	EEPCIE3714	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 3,75X14,5
L64206T	EEPCIE4206	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 4,25X6
L64208T	EEPCIE4208	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 4,25X8,5
L64210T	EEPCIE4210	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 4,25X10
L64211T	EEPCIE4211	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 4,25X11,5
L64213T	EEPCIE4213	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 4,25X13
L64214T	EEPCIE4214	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 4,25X14,5
L65006T	EEPCIE5006	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 5,0X6
L65008T	EEPCIE5008	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 5,0X8,5
L65010T	EEPCIE5010	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 5,0X10
L65011T	EEPCIE5011	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 5,0X11,5
L65013T	EEPCIE5013	IMPLANTE OXTEIN L6 CIL EXTERNO 5,0X13
M123508D	ICPCICM3508	IMPLANTE OXTEIN M12 3,50X8,5 DRIVER
M123508T	ICPCICM3508	IMPLANTE OXTEIN M12 3,50X8,5 MM CT
M123510D	ICPCICM3510	IMPLANTE OXTEIN M12 3,50X10 DRIVER
M123510T	ICPCICM3510	IMPLANTE OXTEIN M12 3,50X10 MM CT
M123511D	ICPCICM3511	IMPLANTE OXTEIN M12 3,50X11,5 DRIVER
M123511T	ICPCICM3511	IMPLANTE OXTEIN M12 3,50X11,5 MM CT
M123513D	ICPCICM3513	IMPLANTE OXTEIN M12 3,50X13 DRIVER
M123513T	ICPCICM3513	IMPLANTE OXTEIN M12 3,50X13 MM CT
M123514D	ICPCICM3514	IMPLANTE OXTEIN M12 3,50X14,5 DRIVER
M123514T	ICPCICM3514	IMPLANTE OXTEIN M12 3,50X14,5 MM CT
M123517D	ICPCICM3517	IMPLANTE OXTEIN M12 3,50X17 DRIVER
M123517T	ICPCICM3517	IMPLANTE OXTEIN M12 3,50X17 MM CT
M124008D	ICPCICM4008	IMPLANTE OXTEIN M12 4,00X8,5 DRIVER
M124008T	ICPCICM4008	IMPLANTE OXTEIN M12 4,00X8,5 MM CT



M124010D	ICPCICM4010	IMPLANTE OXTEIN M12 4,00X10 DRIVER
M124010T	ICPCICM4010	IMPLANTE OXTEIN M12 4,00X10 MM CT
M124011D	ICPCICM4011	IMPLANTE OXTEIN M12 4,00X11,5 DRIVER
M124011T	ICPCICM4011	IMPLANTE OXTEIN M12 4,00X11,5 MM CT
M124013D	ICPCICM4013	IMPLANTE OXTEIN M12 4,00X13 DRIVER
M124013T	ICPCICM4013	IMPLANTE OXTEIN M12 4,00X13 MM CT
M124014D	ICPCICM4014	IMPLANTE OXTEIN M12 4,00X14,5 DRIVER
M124014T	ICPCICM4014	IMPLANTE OXTEIN M12 4,00X14,5 MM CT
M124017D	ICPCICM4017	IMPLANTE OXTEIN M12 4,00X17 DRIVER
M124017T	ICPCICM4017	IMPLANTE OXTEIN M12 4,00X17 MM CT
M124508D	ICPCICM4508	IMPLANTE OXTEIN M12 4,50X8,5 DRIVER
M124508T	ICPCICM4508	IMPLANTE OXTEIN M12 4,50X8,5 MM CT
M124510D	ICPCICM4510	IMPLANTE OXTEIN M12 4,50X10 DRIVER
M124510T	ICPCICM4510	IMPLANTE OXTEIN M12 4,50X10 MM CT
M124511D	ICPCICM4511	IMPLANTE OXTEIN M12 4,50X11,5 DRIVER
M124511T	ICPCICM4511	IMPLANTE OXTEIN M12 4,50X11,5 MM CT
M124513D	ICPCICM4513	IMPLANTE OXTEIN M12 4,50X13 DRIVER
M124513T	ICPCICM4513	IMPLANTE OXTEIN M12 4,50X13 MM CT
M124514D	ICPCICM4514	IMPLANTE OXTEIN M12 4,50X14,5 DRIVER
M124514T	ICPCICM4514	IMPLANTE OXTEIN M12 4,50X14,5 MM CT
M125008D	ICPCICM5008	IMPLANTE OXTEIN M12 5,00X8,5 DRIVER
M125008T	ICPCICM5008	IMPLANTE OXTEIN M12 5,00X8,5 MM CT
M125010D	ICPCICM5010	IMPLANTE OXTEIN M12 5,00X10 DRIVER
M125010T	ICPCICM5010	IMPLANTE OXTEIN M12 5,00X10 MM CT
M125011D	ICPCICM5011	IMPLANTE OXTEIN M12 5,00X11,5 DRIVER
M125011T	ICPCICM5011	IMPLANTE OXTEIN M12 5,00X11,5 MM CT
M125013D	ICPCICM5013	IMPLANTE OXTEIN M12 5,00X13 DRIVER
M125013T	ICPCICM5013	IMPLANTE OXTEIN M12 5,00X13 MM CT
M125014D	ICPCICM5014	IMPLANTE OXTEIN M12 5,00X14,5 DRIVER
M125014T	ICPCICM5014	IMPLANTE OXTEIN M12 5,00X14,5 MM CT
M83308ST	ICOCTISPR3308	IMPLANTE OXTEIN M8 3,3X8 MM P4,8
M83310ST	ICOCTISPR3310	IMPLANTE OXTEIN M8 3,3X10 MM P4,8
M83312ST	ICOCTISPR3312	IMPLANTE OXTEIN M8 3,3X12 MM P4,8
M83314ST	ICOCTISPR3314	IMPLANTE OXTEIN M8 3,3X14 MM P4,8
M83316ST	ICOCTISPR3316	IMPLANTE OXTEIN M8 3,3X16 MM P4,8
M84106ST	ICOCTISPR4106	IMPLANTE OXTEIN M8 4,1X6 MM P4,8
M84108ST	ICOCTISPR4108	IMPLANTE OXTEIN M8 4,1X8 MM P4,8
M84110ST	ICOCTISPR4110	IMPLANTE OXTEIN M8 4,1X10 MM P4,8
M84112ST	ICOCTISPR4112	IMPLANTE OXTEIN M8 4,1X12 MM P4,8
M84114ST	ICOCTISPR4114	IMPLANTE OXTEIN M8 4,1X14 MM P4,8
M84116ST	ICOCTISPR4116	IMPLANTE OXTEIN M8 4,1X16 MM P4,8
M84806MT	ICOCTISPR6506	IMPLANTE OXTEIN M8 4,8X6 MM P6,5
M84806ST	ICOCTISPR4806	IMPLANTE OXTEIN M8 4,8X6 MM P4,8



M84808MT	ICOCTISPR6508	IMPLANTE OXTEIN M8 4,8X8 MM P6,5
M84808ST	ICOCTISPR4808	IMPLANTE OXTEIN M8 4,8X8 MM P4,8
M84810MT	ICOCTISPR6510	IMPLANTE OXTEIN M8 4,8X10 MM P6,5
M84810ST	ICOCTISPR4810	IMPLANTE OXTEIN M8 4,8X10 MM P4,8
M84812MT	ICOCTISPR6512	IMPLANTE OXTEIN M8 4,8X12 MM P6,5
M84812ST	ICOCTISPR4812	IMPLANTE OXTEIN M8 4,8X12 MM P4,8
M84814ST	ICOCTISPR4814	IMPLANTE OXTEIN M8 4,8X14 MM P4,8
N63508T	EEPCICE3508	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 3,5X8,5
N63510T	EEPCICE3510	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 3,5X10
N63511T	EEPCICE3511	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 3,5X11,5
N63513T	EEPCICE3513	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 3,5X13
N63514T	EEPCICE3514	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 3,5X14,5
N64006T	EEPCICE4006	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 4,0X6
N64008T	EEPCICE4008	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 4,0X8,5
N64010T	EEPCICE4010	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 4,0X10
N64011T	EEPCICE4011	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 4,0X11,5
N64013T	EEPCICE4013	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 4,0X13
N64014T	EEPCICE4014	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 4,0X14,5
N65006T	EEPCICE5006	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 5,0X6
N65008T	EEPCICE5008	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 5,0X8,5
N65010T	EEPCICE5010	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 5,0X10
N65011T	EEPCICE5011	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 5,0X11,5
N65013T	EEPCICE5013	IMPLANTE OXTEIN N6 CON EXTERNO 5,0X13