


FICHA TÉCNICA

INTERFASE CAD CAM		
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AVENIR SRL Via del salice 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIB, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	INTERFASE CAD CAM	
COMPOSICIÓN	TIT.GR.5 ELI	
FINALIDAD PREVISTA	sirve como soporte CAD CAM para la reconstrucción estética en zirconio sobre varios implantes con software digital. Se fija al implante mediante un tornillo protésico	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Esterilizar en calor húmedo a 134 °C durante 5 minutos (2 atm)	
MSDS	No aplicable por no estar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006	



ANEXO 1 / ANNEX 1

COD. AVENIR	REF.AVENIR	DESCRIPCIÓN
CIE33AR	EPCINN33KM	INTERFASE HEX EXT. P3.3 ANTIROT.
CIE33R	EPCINR33KM	INTERFASE HEX EXT. P3.3 ROTATORIO
CIE41AR	EPCINN41KM	INTERFASE HEX EXT. P4.1 ANTIROT.
CIE41R	EPCINR41KM	INTERFASE HEX EXT. P4.1 ROTATORIO
CIE50AR	EPCINN50KM	INTERFASE HEX EXT. P5.0 ANTIROT.
CIE50R	EPCINR50KM	INTERFASE HEX EXT. P5.0 ROTATORIO
CII35AR	IIFIMINN35KM	INTERFASE HEX INT. P3.5 ANTIROT.
CII35R	IIFIMINR35KM	INTERFASE HEX INT. P3.5 ROTATORIO
CIM12LAR	ICPCAINN45KM	INTERFASE M12 P38 ANTIROT
CIM12LR	ICPCAINR45KM	INTERFASE M12 P38 ROTATORIO
CIM12QAR	ICPCAINN35KM	INTERFASE M12 P28ANTIROT
CIM12QR	ICPCAINR35KM	INTERFASE M12 P28 ROTATORIO
CIM8MAR	ICOCTINN65KI	INTERFASE M8 P6.5 ANTIRROT.
CIM8MR	ICOCTINR65KI	INTERFASE M8 P6.5 ROTATORIO
CIM8SAR	ICOCTINN48KI	INTERFASE M8 P4.8 ROTATORIO
CIM8SR	ICOCTINR48KI	INTERFASE M8 P4.8 ROTATORIO
CIMUAR	EPCITN48KM	INTERFASE TRANSEPITELIAL ANTIROT
CIMUR	EPCITR48KM	INTERFASE TRANSEPITELIAL ROTATORIO
CISYNMAR	EEOCTINS65KI	INTERFASE SYN M8 P6.5 ANTI-ROT.
CISYNMR	EEOCTINS65KI	INTERFASE SYN M8 P6.5 ROT.
CISYNSAR	EEOCTINS48KI	INTERFASE SYN M8 P4.8 ANTROT.
CISYNSR	EEOCTINS48KI	INTERFASE SYN M8 P4.8 ROT.