

FICHA TÉCNICA

PILAR		
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AVENIR SRL Via del salice 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIB, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	PILAR	
COMPOSICIÓN	TIT.GR.5 ELI	
FINALIDAD PREVISTA	sirve como soporte para la reconstrucción estética en cerámica o zirconio. Se fija al implante mediante un tornillo protésico	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Esterilizar en calor húmedo a 134 °C durante 5 minutos (2 atm)	
MSDS	No aplicable por no estar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006	

ANEXO 1 / ANNEX 1

COD. AVENIR	REF.AVENIR	DESCRIPCIÓN
71L15H2	ICPCAMA1524KM	PILAR ANGULADO ANATOMICO M12 15° H.2 P38
71L15H3	ICPCAMA1534KM	PILAR ANGULADO ANATOMICO M12 15° H.3 P38
71L15H4	ICPCAMA154KM	PILAR ANGULADO ANATOMICO M12 15° H.4 P38
71L25H2	ICPCAMA252KM	PILAR ANGULADO ANATOMICO M12 25° H.2 P38
71L25H3	ICPCAMA253KM	PILAR ANGULADO ANATOMICO M12 25° H.3 P38
71L25H4	ICPCAMA254KM	PILAR ANGULADO ANATOMICO M12 25° H.4 P38
71Q15H2	ICPCAMA152KM	PILAR ANGULADO ANATOMICO M12 15° H.2 P28
71Q15H3	ICPCAMA153KM	PILAR ANGULADO ANATOMICO M12 15° H.3 P28
71Q15H4	ICPCAMA154KM	PILAR ANGULADO ANATOMICO M12 15° H.4 P28
71Q25H2	ICPCAMA252KM	PILAR ANGULADO ANATOMICO M12 25° H.2 P28
71Q25H3	ICPCAMA253KM	PILAR ANGULADO ANATOMICO M12 25° H.3 P28
71Q25H4	ICPCAMA254KM	PILAR ANGULADO ANATOMICO M12 25° H.4 P28
724815	ICOCTMA1548KI	PILAR ANGULADO 15 M8 P4,8 CT
724820	ICOCTMA2048KI	PILAR ANGULADO 20 M8 P4,8 CT
726515	ICOCTMA1565KI	PILAR ANGULADO 15 M8 P6,5 CT
726520	ICOCTMA2065KI	PILAR ANGULADO 20 M8 P6,5 CT
7E3315	EEPCMA1533KM	PILAR ANGULADO 15 HEX.EXT. P3,3
7E3325	EEPCMA2533KM	PILAR ANGULADO 25HEX.EXT. P3,3
7E4115	EEBRKMA1541KM	PILAR ANGULADO 15 HEX.EXT.P4,1 P5,0
7E4125	EEBRKMA2541KM	PILAR ANGULADO 25 HEX.EXT. P4,1 P5,0
7I15	IIFIMMA1537KM	PILAR ANGULADO 15 HEX. INT. P3,5
7I25	IIFIMMA2537KM	PILAR ANGULADO 25 HEX. INT. P3,5
61LH1	ICPCAMDA451KM	PILAR FRESABLE ANATOMICO M12 H.1 P38
61LH2	ICPCAMDA452KM	PILAR FRESABLE ANATOMICO M12 H.2 P38
61LH3	ICPCAMDA453KM	PILAR FRESABLE ANATOMICO M12 H.3 P38
61QH1	ICPCAMDA1KM	PILAR FRESABLE ANATOMICO M12 H.1 P28
61QH2	ICPCAMDA2KM	PILAR FRESABLE ANATOMICO M12 H.2 P28



61QH3	ICPCAMDA3KM	PILAR FRESABLE ANATOMICO M12 H.3 P28
6E33H2	EEPCMDA332KM	PILAR FRESABLE AR HEX.EXT. P3,3 H2
6E33H4	EEPCMDA334KM	PILAR FRESABLE AR HEX.EXT. P3,3 H4
6E41H2	EEPCMDA412KM	PILAR FRESABLE AR HEX.EXT.P4,1 P5,0 H2
6E41H4	EEPCMDA414KM	PILAR FRESABLE AR HEX.EXT. P4,1 P5,0 H4
6IH2	IIFIMMDA372KM	PILAR FRESABLE AR HEX.INT. P.3.5MM. H2
6IH4	IIFIMMDA374KM	PILAR FRESABLE AR HEX.INT. P.3.5MM. H4
PG1Q3540	ICPCAMDAS35KM	PILAR GINGIVAL CONTINUO M12 PLAT. 2.82
PG1L4550	ICPCAMDAS45KM	PILAR GINGIVAL CONTINUO M12 PLAT. 3.80
51LTAR	ICPCAMD45KM	UCLA TITANIO ANTIRROT. M12 P38 CT
51LTR	ICPCAMDR45KM	UCLA TITANIO ROTATORIO M12 P38 CT
51QTAR	ICPCAMD35KM	UCLA TITANIO ANTIRROT. M12 P28 CT
51QTR	ICPCAMDR35KM	UCLA TITANIO ROTATORIO M12 P28 CT
5E33TAR	EEPCMD33KI	UCLA TITANIO ANTIRROT.HEX.EXT. P3,3 CT
5E33TR	EEPCMDR33KI	UCLA TITANIO ROTATORIO HEX.EXT. P3,3 CT
5E41TAR	EEBRKCN41KM	UCLA TITANIO AR HEX.EXT. P4.1 5,0 CT
5E41TR	EEPCMDR41KM	UCLA TITANIO ROT. HEX.EXT. P4.1 5,0 CT
5I35TAR	EEBRKCN41KM	UCLA TITANIO AR HEX. INT. P.3.5MM CT
5I35TR	IIPCMDR35KM	UCLA TITANIO ROT. HEX. INT. P.3.5MM CT
6248	ICOCTMD48KI	PILAR RECTO M8 P4,8
6265	ICOCTMD65KI	PILAR RECTO M8 P6,5
MU1TAR	EEPCTMTNC48KM	PILAR TITANIO AR TRANS M12 CT MAGENTA
MU1TR	ICPCAMTM48KM	PILAR TITANIO TRANS. ROT. M12
MUIETAR	EEPCTMTN48KA	PILAR TITANIO AR TRANS RECTO CT
MUIETR	EEBRKMTM48KM	PILAR TITANIO ROT. TRANS RECTO CT