


FICHA TÉCNICA

PILAR CICATRIZACION		
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AVENIR SRL Via del salice 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIB, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	PILAR CICATRIZACION	
COMPOSICIÓN	TIT.GR.5 ELI	
FINALIDAD PREVISTA	sirve para acondicionar la encía para la posterior inserción del pilar definitivo	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Esterilizar en calor húmedo a 134 °C durante 5 minutos (2 atm)	
MSDS	No aplicable por no estar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006	

ANEXO 1 / ANNEX 1

COD. AVENIR	REF.AVENIR	DESCRIPCIÓN
21L04H3	ICPCAVG4543	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.3 D4 P38
21L04H5	ICPCAVG4545	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.5 D4 P38
21L04H7	ICPCAVG4547	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.7 D4 P38
21L05H3	ICPCAVG4553	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.3 D5 P38
21L05H5	ICPCAVG4555	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.5 D5 P38
21L05H7	ICPCAVG4557	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.7 D5 P38
21L06H3	ICPCAVG4563	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.3 D6 P38
21L06H5	ICPCAVG4565	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.5 D6 P38
21L06H7	ICPCAVG4567	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.7 D6 P38
21Q04H3	ICPCAVG43	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.3 D4 P28
21Q04H5	ICPCAVG45	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.5 D4 P28
21Q04H7	ICPCAVG47	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.7 D4 P28
21Q05H3	ICPCAVG53	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.3 D5 P28
21Q05H5	ICPCAVG55	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.5 D5 P28
21Q05H7	ICPCAVG57	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.7 D5 P28
21Q06H3	ICPCAVG63	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.3 D6 P28
21Q06H5	ICPCAVG65	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.5 D6 P28
21Q06H7	ICPCAVG67	PILAR CITRIZ. ANATÓMICO M12 H.7 D6 P28
2248H1	ICOCTVG481	PILAR CICAT M8 H1,5 P4,8
2248H2	ICOCTVG482	PILAR CICAT M8 H2 P4,8
2248H3	ICOCTVG483	PILAR CICAT M8 H3 P4,8
2248H4	ICOCTVG484	PILAR CICAT M8 H4,5 P4,8
2265H1	ICOCTVG651	PILAR CICAT M8 H1,5 P6,5
2265H2	ICOCTVG652	PILAR CICAT M8 H2 P6,5
2265H3	ICOCTVG653	PILAR CICAT M8 H3 P6,5
2265H4	ICOCTVG654	PILAR CICAT M8 H4,5 P6,5
2E33H3	EPCVG333	PILAR CICATRIZ. HEX.EXT. P3,3 H.3MM
2E33H5	EPCVG335	PILAR CICATRIZ. HEX.EXT. P3,3 H.5MM
2E33H7	EPCVG337	PILAR CICATRIZ. HEX.EXT. P3,3 H.7MM
2E41H3	EPCVG413	PILAR CICATRIZ. HEX.EXT. P4,1 H.3MM.
2E41H5	EPCVG415	PILAR CICATRIZ. HEX.EXT. P4,1 H.5MM
2E41H7	EPCVG417	PILAR CICATRIZ. HEX.EXT. P4,1 H.7MM
2E50H3	EPCVG503	PILAR CICATRIZ. HEX.EXT.P5.0 H.3MM
2E50H5	EPCVG505	PILAR CICATRIZ. HEX.EXT.P5.0 H.5MM
2I35H3	IIFIMVG373	PILAR CICATRIZ. HEX.INT. P.3.5 H3 MM
2I35H5	IIFIMVG375	PILAR CICATRIZ. HEX.INT. P.3.5 H5 MM

oxteia

2I35H7	IIFIMVG377	PILAR CICATRIZ. HEX.INT. P.3.5 H7 MM
2SYN48	ICOCTVGS48	TAPÓN CICATRIZACIÓN SYN M8 P4,8
2SYN65	ICOCTVGS65	TAPÓN CICATRIZACIÓN SYN M8 P6,5
MU1CCV	ICPCAVGMC45	TAPÓN TRANSEPITELIAL CONCAVO M12 H4,5 MM
MU1CVX	ICPCAVGMV45	TAPÓN TRANSEPITELIAL CONVEXO M12 H4,5 MM
MU1PLN	ICPCAVGM6	TAPÓN TRANSEPITELIAL PLANO M12 H6 MM
MUIEPLN	IITIVGM48	TAPON TRANSEPITELIAL HEX EXT. INT.
11TCL	ICPCAVTA20	TORNILLO CIERRE M12 P38
11TCQ	ICPCAVTA16	TORNILLO CIERRE M12 P28
1ETC33	EPCVTA33	TORNILLO CIERRE HEX. EXT. P3,3
1ETC41	EPCVTA41	TORNILLO CIERRE HEX. EXT. P4,1
1ETC50	EPCVTA50	TORNILLO CIERRE HEX. EXT. P5,0
1ITC	IISVTA35	TORNILLO CIERRE HEX. INT. P 3,5 MM M1.8