

FICHA TÉCNICA

TRANSFER Y SCAN BODY		
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AVENIR SRL Via del salice 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según Reglamento (UE) 2017/745 relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	TRANSFER Y SCAN BODY	
COMPOSICIÓN	TRANSFER: TIT.GR.5 ELI SCAN BODY: PEEK (PolyEtherEtherKetone)	
FINALIDAD PREVISTA	TRASNSFER: sirve para llevar la posición de la conexión del implante primero sobre el material de impresión y luego sobre el modelo de yeso SCAN BODY: tienen la función de poder adquirir una impresión digital a través de un escáner intraoral tanto sobre implantes en la cavidad oral como sobre análogos en el laboratorio	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Esterilizar en calor húmedo a 134 °C durante 5 minutos (2 atm)	
MSDS	No aplicable por no estar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006	

ANEXO 1 / ANNEX 1

COD. AVENIR	REF. AVENIR	DESCRIPCIÓN
11TLL	ICATRVTR20	TORNILLO RETENCIÓN LAB. M12 M2,0 P38
11TLQ	ICPCAVTR16	TORNILLO RETENCIÓN LAB. M12 M1,6 P28
1ETL20	EEPCVTR20	TORNILLO RETENCION LAB. HEX. EXT. M2.0
1IETL	IIFIMVTR18	TORNILLO RETENCION DE LABORATORIO M1.8
MUU1TL	IITIVTM14	TORNILLO LARGO TRANS EXT. INT. M12
11TRLCL	ICPCAVPSB20	TORNILLO RETENCION SCAN BODY M12 P38
31LCA	ICATR4550KA	TRANSFER CUBETA ABIERTA M12 4.5 5.0 CT
31LCA3P	ICPCATR3P45KA	TRANSFER CA M12 3 PZAS. 4.5 5.0 CT
31LCC	ICATRP14550KA	TRANSFER CUBETA CERRADA M12 4.5 5.0 CT
31QCA	ICPCATR35KA	TRANSFER CUBETA ABIERTA M12 3.5 4.0 CT
31QCA3P	ICPCATR3P35KA	TRANSFER CA M12 3 PZAS. 3.5 4.0 CT
31QCC	ICPCAMO35KA	TRANSFER CUBETA CERRADA M12 3.5 4.0 CT
3248CA	ICSTRTRPU48KA	TRANSFER CUBETA ABIERTA M8 P4,8 CT
3248CC	ICSTRTRP148KA	TRANSFER CUBETA CERRADA M8 P4,8 CT
3265CA	ICOCTTRPU65KA	TRANSFER CUBETA ABIERTA M8 P6,5 CT
3265CC	ICOCTTRP165KA	TRANSFER CUBETA CERRADA M8 P6,5 CT
32SYN48	ICOCTTRSKA	TRANSFER CUBETA ABIERTA SYN M8 P4,8 CT
32SYN65	ICOCTTMU65KA	TRANSFER CUBETA ABIERTA SYN M8 P6,5 CT
3E33CA	EEPCTRP133KA	TRANSFER CA HEX.EXT. P.3.3MM CT
3E33CC	EEPCMOE33KA	TRANSFER CC HEX.EXT.P.3.3MM CT
3E41CA	EEPCTRP141KA	TRANSFER CA HEX.EXT. P.4.1MM CT
3E41CC	EEPCMOE41KA	TRANSFER CC HEX.EXT. P.4.1MM CT
3E50CA	EEPCTRP150KA	TRANSFER CA HEX.EXT. P.5.0MM CT
3E50CC	EEPCMOE50KA	TRANSFER CC HEX.EXT. P.5.0MM CT
3ICA	IIFIMTR37KA	TRANSFER CA HEX.INT. P.3.5MM CT
3ICA3P	IIFIMTR3P37KA	TRANSFER CA HEX.INT. P.3,5 3 PZAS. CT
3ICC	IIPCMOI35KA	TRANSFER CC HEX.INT. P.3.5MM CT
MUU3CAAR	ICPCTMU48KA	TRANSFER CA PARA TRANS ANTIROT. CT
MUU3CAR	IITITMU48KA	TRANSFER CA PARA TRANS ROTATORIO CT
CL33	EESB33KA	SCAN-BODY DIRECTO EXT. P3.3
CL33I	EESBIO33KA	SCAN-BODY DIRECTO EXT. P3.3 INTRA-ORAL
CL35	IISB35KA	SCAN-BODY DIRECTO INT. P3.5
CL3540	ICSB28KA	SCAN-BODY DIRECTO M12 P28
CL3540I	ICSBIO28KA	SCAN-BODY DIRECTO M12 P28 INTRA-ORAL
CL35I	IISBIO35KA	SCAN-BODY DIRECTO INT. P3.5 INTRA-ORAL
CL4150	EESB41KA	SCAN-BODY DIRECTO EXT. P4.1 P5.0
CL4150I	EESBIO41KA	SCAN-BODY DIREC. EXT. P4.1 / P5.0 INTRA.
CL4550	ICSB38KA	SCAN-BODY DIRECTO M12 P38
CL4550I	ICSBIO38KA	SCAN-BODY DIRECTO M12 P38 INTRA-ORAL



CL48	ICSB48KA	SCAN-BODY DIRECTO M8 P4.8
CL48I	ICSBIO48KA	SCAN-BODY DIRECTO M8 P4.8 INTRA-ORAL
CL65	ICSB65KA	SCAN-BODY DIRECTO M8 P6.5
CL65I	ICSBIO65KA	SCAN-BODY DIRECTO M8 P6.5 INTRA-ORAL
CLMUAR	EESBTAKA	SCAN-BODY TRANS. ANTI-ROT.
CLMUARI	EESBIOTAKA	SCAN-BODY TRANS. ANTIRROT. INTRA-ORAL
CLMUR	EESBTRKA	SCAN-BODY TRANSEPIHELIAL ROTATORIO
CLMURI	EESBIOTRKA	SCAN-BODY TRANS. ROTAT. INTRA-ORAL
CLSYN48	EESBSY48KA	SCAN-BODY SYN P4.8
CLSYN48I	EESBIOSY48KA	SCAN-BODY SYN P4.8 INTRA-ORAL
CLSYN65	EESBSY65KA	SCAN-BODY SYN P6.5
CLSYN65I	EESBIOSY65KA	SCAN-BODY SYN P6.5 INTRA-ORAL
9U3	IIPCLOXTR40	IMPRESION (1 UDS.)