



GC Initial™ LiSi Press – Alta Translucidez



GC Initial™ LiSi Press – Media Translucidez



GC Initial™ LiSi Press – Baja Translucidez



GC Initial™ LiSi Press – Media Opacidad





HT (sustitución del esmalte)

La mejor combinación de transparencia para el esmalte natural del diente, no se ve oscuro (valor bajo) en la boca.

MT (inyección y maquillaje)

La línea de color Vita* con colores cálidos de la familia de materiales cerámicos GC Initial.

LT (concepto one body A, B, C, D)

Línea de colores compactos según el concepto one body.

MO (estratificación)

Gracias a una fuerte fluorescencia, se puede reproducir un color natural con la cerámica de recubrimiento GC Initial LiSi

Selección de Color

- Línea de color simple
- Reducción de stock y de costes
- Suficientemente adaptable para restauraciones altamente estéticas

Nivel de translucidez	Bleach		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT	HT-EXW	HT-BLE	HT-E58		HT-E59		HT-E60	HT-E57	HT-E59			HT-E60	HT-E59		HT-E60		HT-E59	
MT	MT-B00	MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3			MT-B1	MT-B2			MT-C1	MT-C2			MT-D2		
LT			LT-A					LT-B				LT-C				LT-D		
MO	MO-0		MO-1		MO-2			MO-1		MO-2		MO-1		MO-2				