



Zoccoli professionali realizzati con una mescola di termo-tecno polimeri privi di alogeni e latex-free, interamente antistatici, autoclavabili fino a 134°C, con fori laterali per la traspirazione del piede, con tomaia forata, certificati CE, suola antiscivolo certificata. **Cinturino posteriore applicato su richiesta.** 100% Made in Italy.

Certificati EN ISO 20347:2012, requisiti:


- **A** (proprietà antistatiche)
- **E** (assorbimento energia nella zona del tallone)
- **OB** (requisiti di base)
- **SRA** (resistenza allo scivolamento)

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I NON STERILE: DM 1312979

TAGLIE

34/35 - 35/36 - 36/37 - 37/38 - 38/39 - 39/40 - 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47

COLORI



(1) disponibili solo con fori superiori

(2) disponibili fino alla taglia 42/43

DISPONIBILE ANCHE CON CINTURINO POSTERIORE

ACCESSORI Classic

PLANTARE




Plantare anatomico sagomato estraibile, in materiale tecnico completamente atossico e biocompatibile, lavabile fino a 60°C con saponi neutri e autoclavabile fino a 121°C per 50 cicli.

TAGLIE

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 46

CINTURINO POSTERIORE APPLICATO SU RICHIESTA



COLORI



CHARMS



CALZURELLI



SWAROVSKI



CERTIFICATI CE



ECO-FRIENDLY



100% RICICLABILI



LATEX-FREE



ANTISCIPOLO



AUTOCALVABILI



ANTISTATICO



NON TESTATO
SUGLI ANIMALI



MADE IN ITALY



LAVABILI IN
LAVATRICE A 90°



UNISEX



CONFORME AL REGOLAMENTO
(EU) 2016/425