


	FICHA TÉCNICA	TDS_
	PUNTAS GUTTA PERCHA RECIPROC	Fecha: 01/JUN/18
	PROCLINIC	Versión: 01

PRODUCTO	PUNTAS GUTTA PERCHA RECIPROC	
REFERENCIAS	01589 GUTTAPERCHA TAPER F1 PROCLINIC 01590 GUTTAPERCHA TAPER F2 PROCLINIC 01591 GUTTAPERCHA TAPER F3 PROCLINIC 01594 GUTTAPERCHA TAPER SURT F1-F2-F3 PROCLINIC 01595 GUTTAPERCHA TAPER SURT F4-F5 PROCLINIC	
COMPAÑÍA	Pearl Dent Co. Ltd. No3-15B, street No 13, Tan Binh Industrial Park, Hochiminh City, Vietnam.	
CLASSIFICACIÓN	Producto Sanitario clase IIa, Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Gutta Percha es un dispositivo hecho de savia coagulada de ciertos árboles tropicales destinados a llenar el conducto radicular de un diente. La Gutta Percha se ablanda por el calor y se inserta en el conducto radicular, donde se endurece a medida que se enfría.	
ESPECIFICACIONES	La punta Gutta Percha es redonda y tiene un color rosado, con una cabeza grande y una cabeza pequeña. Dependiendo del tipo y tamaño, las puntas Gutta Percha tienen diferentes tamaños, que se clasifican de acuerdo a la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> - Tamaño estándar ISO, código de color n. ° 8 - n. ° 140; - Tamaño de Detrey (XXF, XF, F, M); - A, B, C, D Tamaño; - Taper 0.04 / Taper 0.06; - X-Prototype F1, F2, F3, F4, F5; - Tipo de GC; - Tamaño de Regulador - Tamaño de Japón; - Tamaño de micropunta; Tamaño de proceso (R25, R40, R50) 	
COMPOSICIÓN	Óxido de Zinc, Sulfato de Bario, Colorante	
ENVASE	Embalaje: Caja de plástico compartimentalizada. Cuantificación: La caja está dividida en 6 compartimentos. Contiene: 60 puntas / caja; Dentro de la caja de diapositivas: 10 puntas / compartimento.	
USO PREVISTO	Sólo para uso dental. Material de relleno permanente de los canales radiculares de los dientes.	
TRANSPORTE Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad. No esterilizar en autoclave ni por calor.	

	TECHNICAL DATA SHEET	TDS_
	GUTTA PERCHA RECIPROC POINTS	Date: 01/Jun/18
	PROCLINIC	Version: 01

PRODUCT	PROCLINIC GUTTA PERCHA RECIPROC POINTS	
REFERENCES	01589 GUTTAPERCHA TAPER F1 PROCLINIC 01590 GUTTAPERCHA TAPER F2 PROCLINIC 01591 GUTTAPERCHA TAPER F3 PROCLINIC 01594 GUTTAPERCHA TAPER SURT F1-F2- F3 PROCLINIC 01595 GUTTAPERCHA TAPER SURT F4-F5 PROCLINIC	
COMPANY	Pearl Dent Co. Ltd. No3-15B, street No 13, Tan Binh Industrial Park, Hochiminh City, Vietnam.	
CLASSIFICATION	Class IIa medical device, Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	Gutta Percha is a device made from coagulated sap of certain tropical trees intended to fill the root canal of a tooth. The Gutta Percha is softened by heat and inserted into the root canal, where it hardens as it cools.	
SPECIFICATIONS	Gutta Percha Point is round and have pink color, with a large head and a small head. Depending on the type and size, Gutta Percha Point has different sizes, which are classified according to each type as follows : <ul style="list-style-type: none"> - ISO Standard Size, Color coded #8 - #140 ; - Detrey Size (XXF, XF, F, M) ; - A, B, C, D Size ; - Taper 0.04/ Taper 0.06 ; - X-Prototype F1, F2, F3, F4, F5 ; - GC Type ; - Reguler Size ; - Japan Size ; - Microtip Size ; Proc size (R25, R40, R50)	
COMPOSITION	Zinc oxide, Barium sulfate, coloring agent	
PACKAGING	Packaging: Box of PS plastic: Slide box Quantification: Slide box (6 compartments) contain: 60 points / box; Inside of Slide box: 10 points / compartment.	
INTENDED USE	Only for dental use. Filling material (permanent use) of the cleaned root canals of tooth.	
TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry area, away from direct sunlight. Protect from moisture. The device should not be sterilized by autoclave or heat.	