



**HEBÖR ESPAÑOLA S.A.**  
yesos especiales

Carretera de Fuencemillan s/n  
19292 Espinosa de Henares  
Guadalajara  
España  
t +34 949 858 825 / 851  
f +34 949 858 836  
e [hebor@hebor.net](mailto:hebor@hebor.net)  
w [www.hebor.net](http://www.hebor.net)

## **HEBOHARD DENTAL**

### **SUPER DURO TIPO IV.**

Yeso tixotrópico super duro. Indicado para modelo de raigones, modelos de corte a sierra, arcos dentales, modelos patrón en técnica de metales preciosos... y en general cuando se precise alta calidad y elevadas resistencias

### **DATOS TECNICOS:**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Color.....  | Ocre.           |
| Relación agua/yeso.....                                     | 20/100.         |
| Fraguado Apróx. ....  | 12 a 15 minutos |
| Expansión fraguado.....                                     | < 0,15 %        |
| Resistencia Compresión .....<br>En húmedo después de 1 hora | 60 Mpa          |
| Resistencia a la compresión en seco                         | 90 Mpa.         |

### **GRANULOMETRIA:**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Superior a 200 micras..... | Trazas     |
| Superior a 86 micras.....  | máximo 2 % |

Podemos enviar el yeso con un tiempo de fraguado diferente, según las necesidades del usuario.

---

PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

---