



CERAS DENTALES
CERAS ESPECIALES

Plaça del Castell, 5 – baixos
Tel. 977 341 240 – Fax. 977 345 021
43201 Reus (Spain)

FICHA TECNICA

PRODUCTO: cera de articular en barras o herradura verde

CLASIFICACIÓN: producto sanitario Clase I

USO: registro oclusal

FABRICANTE:

CERA REUS, S.A.

PLAZA DEL CASTELL, 5 BAJOS

CP 43201 REUS

ESPAÑA

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

- **FORMA DE BARRA:** 10*10*100mm o 10*10*170mm
- **FORMA DE HERRADURA:** 56*56*10mm
- **COLOR:** verde
- **EMBALAJE BARRAS:** cajita de 500g / 50 barras o cajita de 600g / 36 barras
- **EMBALAJE HERRADURAS:** cajita de 200g / 20 herraduras

COMPOSICIÓN QUÍMICA: mezcla de ceras y resinas/aceites parafínicos.

ESPECIFICACIÓN:

TEST	MARGEN DE CONFORMIDAD	VALOR MEDIO
TEST VISIBLE	ACEPTABLE / NO ACEPTABLE	CONFORME
PUNTO DE FUSIÓN	+ / - 2°C	66 °C
CALIBRE	+ / - 0.2 mm	10 mm

Reus, 2 enero 2019