



CERAS DENTALES  
CERAS ESPECIALES

Plaça del Castell, 5 – baixos  
Tel. 977 341 240 – Fax. 977 345 021  
43201 Reus (Spain)



## FICHA TECNICA

**PRODUCTO:** 21001000 / 21001080 / 21001100 / 21001500 / 21001520 / 21001650 cera modelar normal color Reus

**CLASIFICACIÓN:** producto sanitario Clase I

**USO:** para trabajos de prótesis removible y registro oclusal

### FABRICANTE:

CERA REUS, S.A.

PLAZA DEL CASTELL, 5 BAJOS

CP 43201 REUS

ESPAÑA

### PRESENTACIÓN COMERCIAL:

- **FORMA DE LÁMINA:** SUPERFICIE 174\*94 mm, el GROSOR puede variar de 1 a 2mm
- **COLOR:** rosa Reus
- **EMBALAJE:** caja de 450g o 2500g

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:** mezcla de ceras y resinas.

### ESPECIFICACIÓN:

TEST	MARGEN DE CONFORMIDAD	VALOR MEDIO
TEST VISIBLE	ACEPTABLE / NO ACEPTABLE	CONFORME
PUNTO DE FUSIÓN	+ / - 2°C	60 °C
CALIBRE	+ / - 0.2 mm	1-2 mm

Reus, 23 enero 2017



CERAS DENTALES  
CERAS ESPECIALES

---

---

Plaça del Castell, 5 – baixos  
Tel. 977 341 240 – Fax. 977 345 021  
43201 Reus (Spain)

## FICHA TECNICA

**PRODUCTO:** 22001000 / 22001080 / 22001100 / 22001500 / 22001520 / 22001650 cera mod. climas cálidos color Reus

**CLASIFICACIÓN:** producto sanitario Clase I

**USO:** para trabajos de prótesis removible y registro oclusal

### FABRICANTE:

CERA REUS, S.A.  
PLAZA DEL CASTELL, 5 BAJOS  
CP 43201 REUS  
ESPAÑA

### PRESENTACIÓN COMERCIAL:

- **FORMA DE LÁMINA:** SUPERFICIE 174\*94 mm, GROSOR 1.5mm
- **COLOR:** rosa Reus
- **EMBALAJE:** caja de 450g o 2500g

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:** mezcla de ceras y resinas.

### ESPECIFICACIÓN:

TEST	MARGEN DE CONFORMIDAD	VALOR MEDIO
TEST VISIBLE	ACEPTABLE / NO ACEPTABLE	CONFORME
PUNTO DE FUSIÓN	+ / - 2°C	61 °C
CALIBRE	+ / - 0.2 mm	1.5 mm

Reus, 03 JUNIO 2022