



REGLEMENT EU 2017/745

FICHE N°CE fr/CA01/99 00081V

CLASSE I

FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

CIRE VERTE / CERA VERDE PALAX NATURAL

COULEUR / COLOR : VERTE / VERDE

Epaisseur / Espesor : 1 cm / 0.8 cm

LONGUEUR DE LA BARETTE / LONGITUD DE LA BARRA : 13 cm

LARGEUR DE LA BARETTE / ANCHO DE LA BARRA : 1.1 cm

BARETTES DE CIRE DETACHABLES DE 1 cm X 1 cm / BARRETES DE CERA DESMONTABLES 1 cm X 1 cm

POINT DE FUSION / PUNTO DE FUSIÓN : 50°

PENETRATION A 25° EN 0.1 mm / PENETRACIÓN A 25° EN 0,1 mm : 30 0.1 mm

QUALITE : STANDARD / CALIDAD ESTANDAR

PARAFFINES ET CIRES ALIMENTAIRES / PARAFINAS Y CERAS ALIMENTARIAS

Fabriqué en France / Hecho en Francia

EURL CIRADENT.FR - 1 ROUTE DE VERNOT 21120 VILLECOMTE

Tél. 03.80.75.12 50 - ciradent.fr@gmail.com

SIRET 82757516800014 - N°TVA : FR40827575168