

dima®

Información de Producto



DIMA PRINT MOUTH GUARD

KEEP ATHLETES SMILING



VER VIDEO



KULZER.ES/
MOUTHGUARD-VIDEO

¡En guardia! Conviértase en el proveedor local nº 1 de protectores. Posiciónese en este nicho de mercado y amplíe su cartera de servicios con protectores bucales fáciles de producir y aún más fáciles de reproducir cuando sea necesario.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

DIMA PRINT MOUTH GUARD

KEEP ATHLETES SMILING

- ▶ Muy recomendable para los deportes de contacto y colisión (por ejemplo: artes marciales, boxeo, lucha libre, rugby, balonmano, fútbol americano, waterpolo, etc.).
- ▶ También se recomienda para actividades con menos contacto (por ejemplo, skateboarding, equitación, etc.).
- ▶ Ofrece una protección limitada para los juegos de "bola y palo" (hockey, béisbol, etc.), ya que la fuerza potencial de impacto es mucho mayor.



Rendimiento (cara Print 4.0 pro)

Ejemplo	1 Protector bucal impreso en plano
Altura [mm]	55
Tiempo [min] para una resolución de 100 µm	55
Consumo de material [g]	21–23 con soportes, sin limpiar
Coste medio del material/parte [€]	7.65
Resumen	
Resistencia a la flexión (Mpa)	No aplica
Módulo de flexión (Mpa)	No aplica
Tiempo de limpieza en isopropanol cara Print Clean pro	Limpieza previa: 3 minutos Limpieza posterior: 2 minutos
Tiempo de post-curado en LEDcure (no es necesario voltear el objeto)	Seleccione el programa Mouth Guard Azul o Blanco

Este fotopolímero es parte del sistema de impresión completo de Kulzer:



Más información sobre el sistema 3D de Kulzer
kulzer.es/cara-print-pro

