


**MESTRA®**

# FICHA TECNICA

Referencia:	<b>Ref. 080085</b>	Foto:
Denominación:	<b>DECANTADORA DE PLÁSTICO CON BOLSA</b>	
Fabricante:	TALLERES MESTRAITUA S.L. Txori-Erri Etorbidea, 60 Tfno. + 34 944530388 Fax + 34 944711725 mestra@mestra.es www.mestra.es 48150 SONDIKA – BILBAO ESPAÑA	
Descripción:	Fabricada en plástico resistente. El diseño está específicamente estudiado para conseguir una rápida y sencilla limpieza porque la suciedad queda recogida en una bolsa de plástico. El cierre hermético de su tapa impide la propagación de malos olores. Su tamaño y forma han sido pensados para una sencilla instalación bajo el fregadero.	
Repuestos:	Bolsas 20 unidades (R-080085-02)	

**Características técnicas:**

Altura: 450 mm  
Diámetro: 400 mm  
Capacidad: 17 l  
Peso: 3,2 kg

**Medidas de seguridad:**

- Escoja para el emplazamiento de la decantadora una superficie rígida, plana, y bien nivelada
- Evite la presencia de cables o circuitos eléctricos en las inmediaciones de la decantadora. La distancia de seguridad mínima recomendada debería ser de por lo menos 1 m.
- Realice las operaciones de transporte y movimiento de la decantadora con mucho cuidado. Evite riesgos de vuelco de la decantadora.
- En caso de dificultad para encontrar la manera óptima de adaptar la decantadora al sistema de desagüe de su laboratorio, consulte a un profesional de la fontanería.