



# FICHA TECNICA

Referencia:	<b>R-050090</b>
Denominación:	<b>FORMADOR DE ZÓCALOS DE MODELOS CON SPLICATS SUPERIORES</b>
Fabricante:	TALLERES MESTRAITUA S.L. Txori-Erri Etorbidea, 60 Tel. + 34 944530388 Fax + 34 944711725 mestra@mestra.es www.mestra.es 48150 SONDIKA – BILBAO ESPAÑA

**Descripción:**


Para la confección rápida y limpia de modelos.

Con los zocaladores se logra un asiento firme en el articulador, sin tener que recortar ni serruchar.

Con splicats (pirámidel partidas para que den forma y marquen el modelo y sirvan de guías cuando se reemplace).

Versión para modelos superiores.

**Dimensiones interiores:**



**Peso:**

48 g

**Material:**

Fabricados en goma.