

**Codice Articolo –
Ref.:**

5050Plus

Code

Descrizione

**Product
Description**

Il 5050Plus è sicuramente l'articolatore più versatile tra quelli che compongono la linea di prodotti per laboratorio Asa Dental.

In aggiunta alle prestazioni del 5050, il 5050Plus offre il vantaggio dell'esclusivo sistema di asta posteriore con piano inclinato che garantisce assoluta precisione anche quando, per aumentare la visibilità, l'operatore rimuove l'asta incisale: la vite di regolazione posteriore conserva inalterate le traiettorie e le inclinazioni durante le varie combinazioni dei movimenti di lateralità, protrusione e retrusione. Completa la configurazione un sistema ad asta incisale magnetica che previene qualsiasi alterazione del modello durante le fasi di solidificazione del gesso. Semplice, preciso ed ergonomico, il 5050Plus è la risposta più efficace da parte di Asa Dental a tutti gli odontotecnici che richiedono un articolatore a valori medi non-Arcon versatile ed affidabile.

5050Plus is the most versatile articulator that complements Asa Dental laboratory instruments. 5050Plus is available as a standalone product or as an upgrade of 5050, with the addition of few accessories. Offering all the standard features of 5050, with a dedicated mounting plate the articulator becomes the ideal solution for all the techniques based on building the prosthetics on lower arches while a magnetic incisal rod safely prevents undesired alteration of the model during cast solidification. Simple, accurate and ergonomic, 5050Plus represents our best solution for dental technicians asking for a flexible and reliable average value, non-Arcon articulator.

Distanza intercondilare	110 mm
Inclinazione condilare	Fissata a 30°
Angolo di Bennet	0 - 7°
Inclinazione base incisale	0°
Inclinazione tavolo di contrasto	24°
Apertura	180°

Dati tecnici

Technical datas

Intercondylar distance	110 mm
Condylar inclination	Fixed at 30°
Bennet angle	0 - 7°
Incisal base inclination	0°
Inclined contrast table	24°
Opening	180°

In dotazione 4 Piastrine di montaggio / *Mounting plates* **COD.** 5000-1
Equipment 2 Viti corte per piastre / *Short screws for plates* **COD.** 5011-6

Materiale di produzione Strumento realizzato in alluminio con parti in acciaio
Manufacture *Instrument made of aluminium with steel parts*

Note tecniche **N/A**
Technical notes

Sterilizzazione & Durata **N/A**
Sterilization & Duration

Confezionamento Singolo pezzo
Packages *Single piece*

Stoccaggio Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore
Storage *Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*

Prodotto da Asa Dental S.p.A.
Produced by Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)