

**Codice Articolo –
Ref.:**

5050

Code

Descrizione

**Product
Description**

L'articolatore 5050 permette di lavorare efficacemente su protesi e modelli di diverse misure ed è compatibile con i polimerizzatori a pressione disponibili in commercio. Progettato pensando all'ergonomia dell'operatore, offre una stabilità totale nella posizione di lavoro standard a 60°, che privilegia il comfort dell'operatore, ma anche ruotato sottosopra, nel caso di pazienti edentuli in classe III. Il sistema anti-rotazione dell'asta incisale garantisce un posizionamento non solo preciso ma anche corretto, mentre l'asta antiribaltamento assicura la necessaria stabilità quando la branca superiore è completamente aperta. Il piano occlusale e le calotte hanno quattro linee ellittiche di riferimento per assistere nel corretto posizionamento del modello indipendentemente dalle dimensioni, sia partendo dall'arcata superiore che da quella inferiore.

5050 can conveniently work with dentures of many different sizes and any electronic pressure polymerizes available on the market. Designed to obtain optimal ergonomics, it offers complete stability when the technician comfortably works at 60° or upside down, in case of class III edentulous patients. The anti-rotational system for the incisal rod ensures that positioning is always correct and accurate, while the back blocking system allows removing the rod and conveniently working on incisors. When the technique requires starting from one of the upper arches, the mounting plate helps regardless the size of the arch with clear indication of elliptic references. Finally, 5050 is extremely versatile and it can be upgraded to 5050PLUS by adding few accessories.

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Distanza intercondilare | 110 mm |
| Inclinazione condilare | Fissata a 30° |
| Angolo di Bennet | 0 - 7° |
| Inclinazione base incisale | 10° |
| Distanza fra le piastre di montaggio | 87 mm |
| Apertura | 180° |

Dati tecnici

Technical datas

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Intercondylar distance | 110 mm |
| Condylar inclination | Fixed at 30° |
| Bennet angle | 0 - 7° |
| Incisal base inclination | 10° |
| Distance between mounting plates | 87 mm |
| Opening | 180° |

In dotazione 4 Piastrine di montaggio / *Mounting plates* **COD.** 5000-1
Equipment 2 Viti corte per piastre / *Short screws for plates* **COD.** 5011-6

Materiale di produzione Strumento realizzato in alluminio con parti in acciaio
Manufacture *Instrument made of aluminium with steel parts*

Note tecniche **N/A**
Technical notes

Sterilizzazione & Durata **N/A**
Sterilization & Duration

Confezionamento Singolo pezzo
Packages *Single piece*

Stoccaggio Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore
Storage *Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*

Prodotto da Asa Dental S.p.A.
Produced by Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)