

Codice Articolo –
Ref.:
Code

5030

Descrizione

Articolatore anatomico in lega di alluminio pressofuso utilizzabile con il piano di Camper o con arco facciale arbitrario. Bloccaggio in relazione alla centrica. Ritorno automatico in asse cerniera con molle di richiamo. Perfetta stabilità in posizione aperta. Asse cerniera con antishock la preserva da rottura o grave danneggiamento in caso di caduta accidentale dello strumento. Viti maggiorate per piastre.

Product
Description

Lightweight anatomic articulator made of aluminium die-casting. It can be used following the geometrical laws of medium values (Bonwill triangle). Fixing according to centric. Automatic return to the hinge axis with springs. Anti-shock hinge rod in case articulator falls accidentally. Bigger size lock screws for mounting plates

Distanza intercondilare	120 mm
Inclinazione condilare	Fissata a 30°
Angolo di Bennet	Fissato a 7°
Inclinazione al piatto incisale	10°
Distanza fra le piastre di montaggio	90-110 mm
Peso	700 gr
Apertura	180°

Dati tecnici

Technical datas

Intercondylar distance	120 mm
Condylar inclination	Fixed at 30°
Bennet angle	Fixed at 7°
Incisal table inclination	10°
Distance between mounting plates	90-110 mm
Weight	700 gr
Opening	180°

In dotazione
Equipment

2 Distanziatori / *Spacers* **COD.** 5030-29
4 Piastrine di montaggio / *Mounting plates* **COD.** 5000-1
2 Viti lunghe per piastre / *Long screws for plates* **COD.** 5030-6
2 Viti corte per piastre / *Short screws for plates* **COD.** 5011-6

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in alluminio con parti in acciaio

Manufacture*Instrument made of aluminium with steel parts***Note tecniche****N/A*****Technical notes*****Sterilizzazione
& Durata****N/A*****Sterilization
& Duration*****Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Storage*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)***Produced by***