

Codice Articolo – Ref.:**5000-1****Code****Descrizione**

Piastrina di montaggio
Utilizzabile sugli articolatori: 5002 ; 5000 ; 5010 ; 5011 ;
5030 ; 5032

Product Description

*Mounting Plate
Applicable to articulators: 5002 ; 5000 ; 5010 ; 5011 ; 5030 ;
5032*

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in pressofusione in alluminio

Manufacture

Instrument made of die-casting aluminium

Note tecniche**N/A****Technical notes****Sterilizzazione
& Durata****N/A****Sterilization
& Duration****Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages

Single piece

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti
di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place, away from heat
sources*

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)