



MESTRA®

FICHA TECNICA

Referencia:	Ref. 020100	
Denominación:	MUFLA TRIANGULAR	
Normativa:	-	
Fabricante:	TALLERES MESTRAITUA S.L. Txori-Erri Etorbidea, 60 Tel. + 34 944530388 Fax + 34 944711725 mestra@mestra.es www.mestra.es 48150 SONDIKA – BILBAO ESPAÑA	

Foto:



Descripción:

Fabricada en latón.

Formada por tres piezas y pivote expulsor de escayola por presión en la placa inferior.

Peso: 1.7 kg

Dimensiones interiores:

