

Codice Articolo – Ref.: 0645-1 ; 0645-2 ; 0645-3 ; 0645-4 ; 0645-5
Code

Descrizione Pinzetta Chirurgica
Product Description *Tissue Plier*

Dettagli**Details**

Cod.	1.
0645-1	12.5 cm
0645-2	12.0 cm
0645-3	11.5 cm
0645-4	11.5 cm
0645-5	11.5 cm

Materiale di produzione Strumento realizzato in acciaio inossidabile
Manufacture *Instrument made of stainless steel*

Note tecniche Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes *Medical Device Class I*
European Regulation 2017/745 (MDR)

Sterilizzazione & Durata Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

Sterilization & Duration *Product to be used after sterilization.*
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)

Confezionamento

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore***Storage****Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)***Produced by***