

**Codice Articolo – Ref.:****0635-1 ; 0635-2 ; 0635-3 ; 0635-4 ; 0635-5 ; 0635-6****Code****Descrizione**

Pinzetta chirurgica

**Product Description***Tissue plier***Dettagli****Details**

| Cod.   | 1.      |
|--------|---------|
| 0635-1 | 13.0 cm |
| 0635-2 | 14.0 cm |
| 0635-3 | 15.0 cm |
| 0635-4 | 18.0 cm |
| 0635-5 | 20.5 cm |
| 0636-6 | 26.0 cm |

**Materiale di  
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

**Manufacture***Instrument made of stainless steel***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I  
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)**Technical notes***Medical Device Class I  
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione  
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 3000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 180 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization  
& Duration***Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 3000 cycles  
(Recommended Max temperature 180°C)*

**Confezionamento**

Singolo pezzo

***Packages****Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

***Storage****Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)***Produced by***