







## Anteriores superiores




forma de pala




triangular



rectangular




cuadrado







\* Los colores VITA MFT classical indicados constituyen la mejor aproximación posible a los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER

\*\* Estos colores estarán disponibles aproximadamente a partir de septiembre de 2022: 0M1 (adicionalmente para posteriores), 3M1, 3M3, B4, C1, D2

## Anteriores inferiores



VITA MFT Anteriores	Sup./No.  mm	<b>040</b> 40,0	<b>044</b> 43,9	<b>049</b> 49,2	<b>T41</b> 40,5	<b>T43</b> 43,3	<b>T46</b> 46,1	<b>T49</b> 48,8	<b>R42</b> 42,1	<b>R45</b> 44,5	<b>R47</b> 46,6	<b>S47</b> 46,8	<b>S50</b> 49,7
	Inf./No.  mm	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L40</b> 39,5	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L40</b> 39,5
VITA MFT Posteriores	Sup./No.  mm	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0
	Inf./No.  mm	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6

Los datos recogidos en la tabla de combinaciones son valores orientativos generales no vinculantes, que pueden variar en función de la situación individual del paciente. \* largo (047 o L37 con cuello más largo)

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA  
MFT


VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME


**VITA MFT®** Disponible en 15 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3M1, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 3M3, 4L1.5, 4M2, 5M1)\*\* y  
16 colores VITA classical A1 – D4® (A1, A2\*, A3, A3.5\*, A4\*, B1\*, B2\*, B3\*, B4\*, C1, C2\*, C3, C4\*, D2\*, D3, D4\*)\*\*

## Posteriores


PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



\* Los colores VITA MFT classical indicados constituyen la mejor aproximación posible a los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER

\*\* Estos colores estarán disponibles aproximadamente a partir de septiembre de 2022: 0M1 (adicionalmente para posteriores), 3M1, 3M3, B4, C1, D2