

Codice Articolo – Ref.:**5150-1 ; 5150-2 ; 5150-3****Code****Descrizione**

Strumenti per ceramica

Product Description*Ceramic Sculpturing instruments***Materiale di
produzione**Strumento realizzato in acciaio inossidabile (punte) e
alluminio (manico)**Manufacture***Instrument made of stainless steel (tips) and aluminium
(handle)***Note tecniche**

N.A.

Technical notes**Sterilizzazione
& Durata**

Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration***For more informations see „Reprocessing Tools“***Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti
di calore**Storage***Keep the product in a dry and clean place, away from heat
sources***Prodotto da****Produced by**Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)