

Codice Articolo – Ref.:**5155-1 ; 5155-2 ; 5155-3****Code****Descrizione**

Punte di ricambio flessibili per strumenti per ceramica

Product Description*Flexible replacement tips for ceramic sculpturing instruments***Materiale di
produzione**Strumento realizzato in acciaio inossidabile (punte) e
alluminio (manico)**Manufacture***Instrument made of stainless steel (tips) and aluminium
(handle)***Note tecniche**

N. A.

Technical notes**Sterilizzazione
& Durata**

Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavabile per 3000 cicli
(Recommended Max temperature 180°C)

**Sterilization
& Duration****Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti
di calore**Storage***Keep the product in a dry and clean place, away from heat
sources*

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)