

Codice Articolo – Ref.:**5156-1 ; 5156-2 ; 5156-3****Code****Descrizione**

Punte di ricambio superflessibili per strumenti per ceramica

Product Description*Superflexible replacement tips for ceramic sculpturing instruments***Materiale di produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile (punte) e alluminio (manico)

Manufacture*Instrument made of stainless steel (tips) and aluminium (handle)***Note tecniche**

N. A.

Technical notes**Sterilizzazione & Durata**Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization & Duration***For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore**Storage***Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources*

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)