

Codice Articolo – Ref.: <i>Code</i>	5100 – 5100-1 - 5101 – 5102 – 5103
Descrizione <i>Product Description</i>	Strumenti per modellare mod. Hylin <i>Hylin wax and modelling carvers</i>
Materiale di produzione <i>Manufacture</i>	Strumento realizzato in acciaio inossidabile <i>Instrument made of stainless steel</i>
Note tecniche <i>Technical notes</i>	N/A
Sterilization & Duration	N/A
Confezionamento <i>Packages</i>	Singolo pezzo <i>Single piece</i>
Stoccaggio <i>Storage</i>	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore <i>Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources</i>
Prodotto da <i>Produced by</i>	Asa Dental S.p.A. Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lu)