

**Codice Articolo – Ref.:****5102****Code****Descrizione**

Strumenti per modellare Hylin-Ceramica

**Product Description***Hylin-Ceramica wax and modelling carvers***Materiale di  
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

**Manufacture***Instrument made of stainless steel***Note tecniche**

N.A.

**Technical notes****Sterilizzazione  
& Durata**Sterilizzabile per 3000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 180 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization  
& Duration***For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 3000 cycles  
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

**Packages***Single piece***Stoccaggio**Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti  
di calore**Storage***Keep the product in a dry and clean place, away from heat  
sources*

**Prodotto da*****Produced by***

Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)