

Codice Articolo – Ref.:**5105 ; 5106 ; 5107 ; 5108***Code***Descrizione**

Strumenti per modellare Le Cron

Product Description*Le Cron wax and modelling carvers***Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture*Instrument made of stainless steel***Note tecniche****N.A.****Technical notes****Sterilizzazione
& Durata**

Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

*For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)*

Confezionamento

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti
di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place, away from heat
sources*

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)