

Codice Articolo – Ref.:**5113***Code***Descrizione**

Strumenti per modellare Gritman

Product Description*Gritman wax and modelling carvers***Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture*Instrument made of stainless steel***Note tecniche****N. A.*****Technical notes*****Sterilizzazione
& Durata**Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“***Sterilization
& Duration****For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti
di calore***Storage****Keep the product in a dry and clean place, away from heat
sources*

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)