

Codice Articolo – Ref.:**5115***Code***Descrizione**

Strumenti per modellare Roach

Product Description*Roach wax and modelling carvers***Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture*Instrument made of stainless steel***Note tecniche****N. A.****Technical notes****Sterilizzazione
& Durata**

Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavabile per 3000 cicli
(Recommended Max temperature 180°C)

**Sterilization
& Duration****Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Storage*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)