

Codice Articolo – Ref.:**S5112***Code***Descrizione**Strumenti per modellare P.K. Thomas
(Serie da 5 pezzi: 5112-1 ; 5112-2; 5112-3; 5112-4; 5112-5)**Product Description***P.K. Thomas wax and modelling carvers
(Set of 5: 5112-1; 5112-2; 5112-3; 5112-4; 5112-5)***Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture*Instrument made of stainless steel***Note tecniche**

N.A.

Technical notes**Sterilizzazione
& Durata**Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization
& Duration***For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti
di calore**Storage***Keep the product in a dry and clean place, away from heat*

sources

Prodotto da

Produced by

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)