

Codice Articolo – Ref.:**2555***Code***Descrizione**

Strumenti per corone – Boley; misurazione: 0-100 mm

Product Description*Crown Instruments – Boley; measuring range: 0-100 mm***Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture*Instrument made of stainless steel***Note tecniche**

N.A.

Technical notes**Sterilizzazione
& Durata**Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization
& Duration***For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

Package*Single piece***Stoccaggio**Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti
di calore**Storage***Keep the product in a dry and clean place, away from heat
sources*

Prodotto da***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)