

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	EP-0447
	LÍNEA LABORATORIO LINHA DO LABORATÓRIO	Revisão: 07
		25-10-2017
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / PRODUTO

Proclinic Hard Gypsum

2 MADESPA, S.A.

Descripción / Descrição	Yeso duro tipo III de altas prestaciones / Gesso duro do tipo III de elevado desempenho
Tipo / Tipo	Yeso tipo III. / Gesso do tipo III.
Norma / Norma	ISO 6873

3 PROPIEDADES / PROPRIEDADES

Proporción / Proporção	100 g / 26 ml
Color / Cor	Amarillo / Amarelo
	Azul claro / Azul-claro
	Rosa claro / Rosa claro
Tiempo de trabajo / Duração do trabalho	8' 00"
Fraguado final (Vicat) / Presa final (Vicat)	10' 00"
Expansión de fraguado (1 h) / Expansão de presa (1 h)	0,13 %
Resistencia a la compresión (1 h) / Resistência à compressão (1 h)	≥ 20 MPa
Tiempo de extracción / Tempo de extração	45'

4 PRESENTACIÓN / APRESENTAÇÃO

Presentación / Apresentação	Bidón de 6 Kg / Bidão de 6 kg
	Caja de cartón de 25 Kg / Caixa de cartão de 25 kg

5 CADUCIDAD / VALIDADE

3 años / 3 anos