

|                                                                                   |                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|  | ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i> | <b>EP-1069</b> |
|                                                                                   | <b>LÍNEA LABORATORIO</b><br><b>LABORATORY LINE</b>        | Revisión: 01   |
|                                                                                   |                                                           | 11.03.2020     |
|                                                                                   |                                                           | Página 1 di 1  |

#### 1 PRODUCTO / *PRODUCT*

**Proclinic yeso articular blanco**

#### 2 MADESPA, S.A.

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción / <i>Description</i> | Yeso especial para articuladores de precisión / Special gypsum for precision articulators |
| Tipo / <i>Type</i>               | Yeso tipo III / Gypsum type III                                                           |
| Norma / <i>Standard</i>          | ISO 6873                                                                                  |

#### 3 PROPIEDADES / *PROPERTIES*

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Proporción / <i>Ratio</i>                                             | 100 g / 28 ml             |
| Color / <i>Colour</i>                                                 | Blanco nieve / Snow white |
| Tiempo de trabajo / <i>Working time</i>                               | 30'                       |
| Fraguado final (Vicat) / <i>Final setting (Vicat)</i>                 | 4' -50'                   |
| Expansión de fraguado / <i>Setting expansion (2 h)</i>                | 0,01%                     |
| Resistencia a la compresión (1 h) / <i>Compression strength (1 h)</i> | 24 MPa                    |
| Tiempo de extracción / <i>Extraction time</i>                         | 20'                       |

#### 4 PRESENTACIÓN / *PRESENTAZIONE*

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Presentazione / <i>Presentation</i> | Bidones de 6 y 18 Kg / Drums of 5 and 18 Kg |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|

#### 5 CADUCIDAD / *SCADENZA*

3 años / 3 years

|                         |                        |                      |                                                                                          |              |
|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Elaborato:</b> RC    | <b>Revisionato:</b> DT | <b>Approvato:</b> DT | <b>COPIA</b>                                                                             | <b>Data:</b> |
|                         |                        |                      | <input type="checkbox"/> Controllata: N.<br><input type="checkbox"/> Non Controllata: N. |              |
| <b>Data:</b> 11.03.2020 |                        |                      | <b>Assegnato a:</b>                                                                      |              |